

INSTRUÇÕES DE USO

MEPILEX TRANSFER

Nome técnico: Curativo

Nome comercial: Mepilex Transfer

Modelos: 294599 - Mepilex Transfer 20 x 50 cm - US; 294502 - Mepilex Transfer 20 x 50 cm; 294899 - Mepilex Transfer 15 x 20 cm - US; 294800 - Mepilex Transfer 15 x 20 cm

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:
(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

"Produto médico estéril"

"Produto médico esterilizado por óxido de etileno"

"Fabricante recomenda uso único"

"Não utilizar se a embalagem estiver danificada"

"Não contém látex de borracha natural"

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

| Código do Produto | Descrições | Dimensões (cm) | Quantidade por embalagem secundária |
|-------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
|-------------------|------------|----------------|-------------------------------------|

| | | | |
|--------|--------------------------------|-------|---|
| 294599 | Mepilex Transfer 20x50 cm - US | 20x50 | 4 |
| 294502 | Mepilex Transfer 20x50 cm | | |
| 294899 | Mepilex Transfer 15x20 cm - US | 15x20 | 5 |
| 294800 | Mepilex Transfer 15x20 cm | | |

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Mepilex Transfer é composto por:

1. uma camada de Safetac de contato com a ferida
2. um curativo absorvente fino e flexível em espuma de poliuretano

Safetac é uma tecnologia patenteada de adesivo de silicone suave, que minimiza a dor dos pacientes e o trauma das feridas.

Mepilex Transfer é suave, fino e adaptável, o que facilita manter o curativo em contato com a superfície da ferida e com a pele circundante, mesmo em zonas estranhas e irregulares.

A estrutura de Mepilex Transfer permite que o exsudato seja transferido na vertical para um curativo absorvente secundário.


Mepilex Transfer mantém um ambiente úmido para a ferida em combinação com um curativo secundário adequado e minimiza o risco de maceração.

Utilização prevista

O Mepilex Transfer foi concebido para uma vasta gama de feridas com exsudado e difíceis de proteger.

O Mepilex Transfer também pode ser utilizado como camada protetora em feridas sem exsudado e/ou áreas de pele frágil de grandes dimensões. O Mepilex Transfer pode ser utilizado sob compressão.

Instruções para uso



1. Limpe a ferida de acordo com os procedimentos normais.
2. Seque totalmente a pele circundante.

3. Retire as películas antiaderentes e aplique o Mepilex Transfer com o lado aderente na ferida. Não estique-o.

4. Para obter os melhores resultados, o Mepilex Transfer deve sobrepor a pele seca circundante em, no mínimo, 1-2 cm para tamanhos menores (até 12,5 x 12,5 cm) e 5 cm para tamanhos maiores, de modo a proteger a pele circundante da maceração e escoriação e para garantir a correta fixação do curativo. Se necessário, é possível cortar o Mepilex Transfer.

5. Aplique um curativo secundário adequado para manter o ambiente da ferida úmido.

- Para feridas sem exsudado ou com exsudado ligeiro, utilize um curativo de película respirável para a fixação.

- Para feridas com exsudado moderado a elevado, utilize um curativo secundário absorvente sobre o Mepilex Transfer. Fixe o Mepilex Transfer e o curativo secundário com uma ligadura ou outro meio de fixação.

Mepilex Transfer pode ser utilizado sob ligaduras de compressão.

Mepilex Transfer pode ser utilizado em combinação com géis.

Frequência de trocas do curativo

Mepilex Transfer poderá permanecer no local vários dias, dependendo do estado da ferida e da pele circundante ou conforme indicado pela prática clínica aceita.

Os profissionais da saúde devem verificar as condições que exigem a troca do curativo. Exemplos incluem saturação de curativo, vazamento, etc.

Uma mudança no regime de aplicação do penso pode resultar num aumento inicial do nível de exsudado, o que poderá, temporariamente, exigir uma maior frequência de mudança.

EVENTOS ADVERSOS

Nenhum evento adverso foi relatado durante os estudos com o produto.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não utilizar o Mepilex Transfer juntamente com agentes oxidantes, tais como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio.
- Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida ao curativo ou aos seus componentes.
- Não utilizar Mepilex Transfer juntamente com agentes oxidantes, tais como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Em caso de sinais de infecção clínica, consulte um profissional de saúde de modo a obter o tratamento adequado para a infecção.
- Fabricante recomenda uso único.
- Estéril. Não utilizar se a embalagem interior tenha sido danificada ou aberta antes da utilização. Não reesterilizar.
- Não reutilizar. Se reutilizado, o desempenho do produto poderá deteriorar-se e poderá ocorrer contaminação cruzada.
- Estéril. Não utilizar se a embalagem interior estiver danificada ou tiver sido aberta antes da utilização. Não reesterilizar.
- Se o produto for utilizado após a data de validade, as propriedades do produto não podem ser garantidas.

ARMAZENAMENTO

O Mepilex Tranfer deve ser armazenado em condições secas e temperaturas até 35°C. Proteja da luz solar.

OUTRAS INFORMAÇÕES

A espuma de poliuretano utilizada no produto poderá mudar de cor, para mais amarelado, quando exposta à luz, ao ar e/ou ao calor. A alteração na cor não influencia as propriedades do produto quando utilizado antes do final da data de validade.

PRAZO DE VALIDADE

Consulte a embalagem do produto para se informar sobre o prazo de validade do produto. Não use o produto para além do respectivo prazo de validade indicado na embalagem.

Esterilizado por óxido de etileno.

DESCARTE



Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

DATA DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem

VALIDADE: Vide embalagem

REGISTRO ANVISA: 80733280013

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Kaynara Cordeiro – CRF/SP 78229

IMPORTADOR:

Molnlycke Health Care Vendas de Produtos Médicos Ltda

Avenida Portugal, nº 1100, parte C-43, Itaqui, Itapevi – SP

CEP: 06696-060

E-MAIL: kaynara.cordeiro@molnlycke.com

CNPJ: 12.600.168/0001-17

Fabricante Legal:

Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Göteborg, Suécia
SE-402 52

Fabricado na Finlândia