




Chirurginiai sprendimai

Chirurginių produktų katalogas

Mes esame Mölnlycke, pasaulyje pirmaujanti medicinos sprendimų kompanija

MŪSŲ TIKSLAS

Mūsų tikslas yra pagerinti sveikatos priežiūros veiklą visame pasaulyje, pagelbėti sveikatos priežiūros specialistams pasiekti geriausių klinikinių, gydymo ir finansinių rezultatų.



Turiny

Mölnlycke procedūriniai rinkiniai.....	6	Įrangos apklotai.....	43	Biogel® chirurginės pirštinės.....	78
BARRIER® chirurginiai apklotai.....	7	Papildomi apklotai.....	45	Biogel® – apsaugos standartas.....	79
Kodų ir medžiagų reikšmės.....	8	XRD		Unikali dūrio indikatorinė sistema.....	80
Universalūs apklotai ir jų rinkiniai		Neaustinė medžiaga.....	47	Sterilios lateksinės pirštinės.....	82
Universalūs rinkiniai.....	10	Marlinė medžiaga.....	48	Nesterilios lateksinės pirštinės.....	83
Apklotai su plyšiu.....	11	BARRIER® personalo apranga.....	49	Sterilios sintetinės pirštinės.....	84
Apklotai su lipniu kraštu.....	11	Chirurginiai chalatai		Mölnlycke® procedūriniai rinkiniai	
Apklotai su anga.....	13	Tinkamo chirurginio chalato		Laparoskopiniai sprendimai.....	86
Specialūs apklotai ir rinkiniai		pasirinkimas.....	50	Laparoskopiniai instrumentai.....	88
Ortopediniai.....	14	Chirurginio chalato užsidėjimo gidas.....	51	Laparoskopinio rinkinio komponentai.....	93
Bendrieji/Abdominaliniai.....	19	Primary ir Universal (SMS).....	52	Laparoskopiniai apklotai.....	95
Laparoskopiniai.....	20	Classic (neaustinis pluoštas).....	53	Nuorodos.....	96
Kardiovaskuliniai.....	23	Ultimate (SMS).....	54		
Angiografiniai.....	24	Chirurginės kepurės.....	55		
Neurochirurginiai.....	25	Medicininės veido kaukės.....	59		
Ginekologiniai.....	26	BARRIER chirurginių kaukių gidas.....	64		
Akušeriniai.....	29	BARRIER chirurginių kaukių užsidėjimo			
Urologiniai.....	31	gidas.....	65		
Oftalmologiniai.....	33	Personalo apranga.....	68		
LOR/Odontologiniai.....	36	Švaraus oro kostiumai.....	72		
Plastinės chirurgijos.....	37	Warm-up švarkai.....	74		
Papildomi apklotai		Paciento apranga / pacientų šildymas.....	75		
Mayo staliuko apklotai.....	38	Apsauginiai chalatai.....	76		
Staliuko apklotai.....	39	Prijuostės / Batų apdangalai.....	77		
Incizinės plėvelės.....	40				
Maišai ir kišenės.....	41				

MŪSŲ SPRENDIMAI

Chirurginiai sprendimai

Saugumas ir efektyvumas yra svarbiausi kriterijai operacinėje, todėl mes nuolat dirbame su sveikatos priežiūros specialistais, kad žinotume, kaip padėti jiems pasiekti dar geresnių rezultatų. Mūsų specializuoti vienkartiniai procedūriniai rinkiniai yra puikus pavyzdys. Juos sudaro visi vienkartiniai komponentai, reikalingi konkrečiai chirurginei procedūrai: instrumentai, apklotai, chirurginiai chalatai ir tvarsčiai. Tai patogus sprendimas, mažinantis atliekų kiekį, taupantis personalo laiką ir leidžiantis kontroliuoti išlaidas. Ir tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip mes padedame sveikatos priežiūros specialistams operacinėje.

Mūsų portfolio

Mūsų platų portfolio sudaro viskas nuo personalo aprangos iki chirurginių instrumentų. Kiekvienas sprendimas yra priimamas siekiant pagerinti efektyvumą, kad personalas ir pacientai operacinėje turėtų visas priemones, reikalingas pasiekti geriausius rezultatus.



Mölnlycke chirurginiai instrumentai

Mūsų lyderiaujantys prekių ženklai

BARRIER® personalo apranga Platus apsauginės aprangos pasirinkimas sveikatos priežiūros specialistams, siekiant užtikrinti apsaugą ir patogumą.

BARRIER® apklotai Platus apklotų, specialiai sukurtų skirtingoms chirurginėms procedūroms, asortimentas.

Biogel® chirurginės pirštinės Dvigubų chirurginių pirštinių dūrio indikatorinė sistema užtikrina patikimą apsaugą chirurginių procedūrų metu. Pirštinės yra minkštesnės, patogesnės ir geriau prilgundančios¹.

Mölnlycke® chirurginiai instrumentai Platus vienkartinų chirurginių instrumentų, trokarų pasirinkimas minimalios invazijos procedūroms.

Mölnlycke® procedūriniai rinkiniai Visi vienkartiniai instrumentai, reikalingi konkrečiai chirurginei intervencijai, patogiai supakuoti sterilioje pakuotėje, suteikia sveikatos priežiūros specialistams specialiai pritaikytus sprendimus.

Pilnas sprendimas didesniai efektyvumui

Mūsų specialistai glaudžiai bendradarbiauja su jumis, norėdami įvertinti ir rasti geriausią sprendimą iš naujojo ortopedinių instrumentų asortimento bei kitų mūsų chirurginių operacijų priemonių.

Rezultatas? Jūsų pačių individualiai sukurtas ortopedinis sprendimas su viskuo, ko reikia kiekvienai konkrečiai procedūrai vienoje patigoje ir efektyvioje pakuotėje.



40% SUTAUPYTO PASIRUOŠIMO LAIKO LEIDŽIA ATLIKI DAUGIAU PROCEDŪRŲ

Su viena pakuote jūs galite:

- Sutrumpinti paruošimo laiką iki 40%²
- Būti užtikrinti dėl kokybės
- Palengvinti procedūras
- Sumažinti produktų kaštus

„Procedūrų skaičius padidėjo 18%, o per visą darbo eigą buvo sutaupyta 1060 valandų, tai padėjo sutaupyti 51 000 eurų.“

Hartmut Freckmann, vyr. slaugytojas, Vokietija, kalbėdamas apie pritaikytus procedūrų rinkinius

Specialiai Jums pritaikyti sprendimai



Mölnlycke® procedūriniai rinkiniai

Pagal individualius poreikius sukurtuose procedūriniuose rinkiniuose yra visos vienkartinės medicininės priemonės, reikalingos konkrečiai chirurginei intervencijai. Skirtingų procedūrinių rinkinių sukūrimas didina efektyvumą visomis prasmėmis. ProcedurePak® rinkiniai suteikia reikiamus produktus kiekvienai chirurginei intervencijai. Procedūriniai rinkiniai gali būti greitai adaptuojami prie naujų procedūrų ar produktų tobulinimo, todėl jūs galite taikyti pažangiausius darbo metodus. Aukšta procedūrinių rinkinių kokybė ir paprastas naudojimas leidžia personalui dirbti efektyviau ir lengviau, ypač pasiruošimo operacijai metu. Ir kiekvienu individualiu atveju šie efektyvumo rodikliai yra reikšmingi.

Mölnlycke® Health Care chirurginiai rinkiniai Procedure Pak® padeda gydyti daugiau pacientų, suteikiant jiems geresnę slaugą.

Mölnlycke Health Care chirurginiai rinkiniai ProcedurePak® padeda gydyti daugiau pacientų, suteikiant jiems geresnę slaugą. Individualiai pritaikyti rinkiniai visų pirma taupo laiką ir didina ligoninės efektyvumą. ProcedurePak® rinkiniai yra visapusiškas sprendimas, kuris apima specialius chirurginius produktus ir užtikrina saugumą, pristatymo ir logistikos pasirinkimą, nuolatinius mokymus ir paramą. Kartu šie elementai taupo laiką, darbo sąnaudas ir kaštus. Didėjantis efektyvumas leidžia gydyti daugiau pacientų, suteikiant jiems kokybiškesnę slaugą.

Procedūrai pritaikyti sprendimai

Didelis išskirtinės kokybės komponentų asortimentas užtikrina, kad jūs visada turėtumėte optimalų pasirinkimą kiekvienai chirurginei intervencijai.

Aukščiausio saugumo užtikrinimas

Visi produktai ir jų pakuotės atitinka griežčiausius standartus ir užtikrina paciento ir personalo saugumą.

Konsultacijos, mokymai ir parama

Patyrusi Mölnlycke Health Care komanda visada pasiruošusi konsultuoti, teikti mokymus ir ieškoti geriausio sprendimo.

Patikimas tiekimas

Jūsų poreikius atitinkantis pristatymas ir sandėliavimas užtikrina, kad procedūriniai rinkiniai būtų pateikti tinkamu metu.



BARRIER® chirurginiai apklotai

Visi BARRIER® produktai ir sprendimai yra sukurti ir pritaikyti kasdieniui darbui operacinėje palengvinti. Dėl plataus skirtingoms procedūroms pritaikytų produktų asortimento BARRIER gali jums pasiūlyti inovatyvius produktų sprendimus, užtikrinančius saugumą ir funkcionalumą. Visi BARRIER apklotai sukurti taip, kad užtikrintų didžiausią galimą pacientų saugumą, sudarant barjerą mikrobų migracijai. Efektyvi infekcijos kontrolė pasiekama dėl

nepralaidžių medžiagų, tuo tarpu efektyvi skysčių kontrolė užtikrinama dėl skysčius surenkančių maišų ir sudaro sąlygas sausesnei darbo vietai. Mūsų dėmesys detalėms užtikrina, kad apklotų sulankstymas sukurtas optimaliam aseptiniam naudojimui ir lengvam apsiklojimui.

Siekiant patenkinti klientų poreikius, kartu su BARRIER produktais teikiamos ir visos galimos paslaugos, tokios kaip mokymai ir

konsultacijos, pritaikytas tiekimas ir logistikos sprendimai.

BARRIER yra pirmaujantis vienkartinų chirurginių apklotų prekinis ženklas Europoje ir mūsų asortimentas patenkina skirtingus darbo operacinėje poreikius. Mölnlycke Health Care ir BARRIER produktai yra mūsų įsipareigojimas medicininiam profesionalumui ir pacientams.

RINKINYS:


Produkto pavadinimas

Aprašymas ir dydis

Kiekis paskirstymo dėžėje

Kiekis transportinėje dėžėje

UNIVERSALUS RINKINYS 6/12 698900



Ref. nr. Kiekis Aprašymas

Ref. nr.	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
930200	2	Apklotas lipniu kraštu 90x75cm
967775	1	Apklotas lipniu kraštu 175x175cm
967776	1	Apklotas lipniu kraštu 240x150cm
90190	1	Apklotas instrumentavimo staliukui 150x190cm, abs. 75x190cm

Rinkinio kodas

Nesterilaus produkto kodas, naudojamas tik sudarant procedūrinius rinkinius

Kiekis

INDIVIDUALUS PRODUKTAS:


Produkto pavadinimas

Aprašymas ir dydis

Kiekis paskirstymo dėžėje

Kiekis transportinėje dėžėje

APKLITAS LIPNIU KRAŠTU BARRIER® FLEX




Ref. nr. Ref. nr. Aprašymas PASK/TRP

Ref. nr.	Ref. nr.	Aprašymas	PASK/TRP
66002	76002	Apklotas lipniu kraštu 175x175cm, papildomas sluoksnis, BARRIER® Flex	15/30
66003	76003	Apklotas lipniu kraštu 300x175cm, papildomas sluoksnis, BARRIER® Flex	12/24

Nesterilaus produkto, naudojamo tik sudarant procedūrinius rinkinius, kodas


Sterilaus produkto kodas




Absorbuojanti ir skysčiams nepralaidi daugiasluoksnė medžiaga: apklotai

Skysčiams nepralaidi 1 sluoksnio medžiaga: apklotai ir chirurginiai chalatai

Absorbuojanti ir skysčiams nepralaidi, sustiprintos apsaugos medžiaga: apklotai ir chirurginiai chalatai




Elastinė plėvelė: apklotai



Skaidri elastinė plėvelė: apklotai



Incizinė plėvelė: apklotai



Skysčiams nepralaidi 1 sluoksnio medžiaga: apklotai ir chirurginiai 2 sluoksnių chalatai



Absorbuojanti ir skysčiams nepralaidi 2 sluoksnių medžiaga: apklotai



Absorbuojanti ir skysčiams nepralaidi daugiasluoksnė medžiaga: apklotai



Skysčiams nepralaidi ir absorbuojanti 2 sluoksnių medžiaga: apklotai ir chirurginiai chalatai



Skysčius atstumianti medžiaga: apklotai ir chirurginiai chalatai



Ypatingai skysčius atstumianti medžiaga: apklotai ir chirurginiai chalatai




Absorbuojanti ir skysčiams nepralaidi, sustiprintos apsaugos medžiaga: apklotai ir chirurginiai chalatai




Didelį kiekį absorbuojanti medžiaga + absorbuojanti 1 sluoksnio medžiaga: apklotai




Didelį kiekį absorbuojanti medžiaga ir skysčiams nepralaidi sustiprintos apsaugos medžiaga: apklotai




Poliuretaninė medžiaga: apklotai




Standartinės neaustinės medžiagos skaros




Standartinės neaustinės medžiagos chirurginės skaros




Apvalūs standartinės neaustinės medžiagos chirurginiai tamponai




Specialios neaustinės medžiagos chirurginės skaros



Standartinės marlinės skaros




Standartinės marlinės skaros



Standartiniai marliniai chirurginiai tamponai

UNIVERSALUS RINKINYS


6/12 698900



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
930200	2	Apklotas lipnių kraštų 90x75cm, papildomas sluoksnis
967775	1	Apklotas lipnių kraštų 175x175cm, papildomas sluoksnis
967776	1	Apklotas lipnių kraštų 240x150cm, papildomas sluoksnis
90190	1	Apklotas instrumentavimo staliukui 150x190cm, abs. 75x190cm

PAEDIATRINIS RINKINYS


6/12 699010



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
917198	2	Apklotas lipnių kraštų 75x73cm, lipnaus krašto plotis 2,5cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
917775	1	Apklotas lipnių kraštų 175x173cm, lipnaus krašto plotis 2,5cm
917776	1	Apklotas lipnių kraštų 240x148cm, lipnaus krašto plotis 2,5cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

UNIVERSALUS RINKINYS


6/12 699054



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
910200	2	Apklotas lipnių kraštų 90x75cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
967772	1	Apklotas lipnių kraštų 175x175cm
967773	1	Apklotas lipnių kraštų 240x150cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

UNIVERSALUS RINKINYS


7/14 699340



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
910200	2	Apklotas lipnių kraštų 90x75cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
967772	1	Apklotas lipnių kraštų 175x175cm
967773	1	Apklotas lipnių kraštų 240x150cm
90190	2	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

UNIVERSALUS RINKINYS


4/8 699600



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
750105	1	Chirurginis chalatas LL + 2 servetėlės 30x40cm, papildomas įpakavimas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
910200	2	Apklotas lipnių kraštų 90x75cm
750111	1	Chirurginis chalatas XLL
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
967772	1	Apklotas lipnių kraštų 175x175cm
967773	1	Apklotas lipnių kraštų 240x150cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

UNIVERSALUS RINKINYS


6/12 699640



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
910519	1	Apklotas lipnių kraštų 75x90cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
910198	2	Apklotas lipnių kraštų 75x75cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
967772	1	Apklotas lipnių kraštų 175x175cm
967773	1	Apklotas lipnių kraštų 240x150cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm


UNIVERSALUS RINKINYS BARRIER® FLEX

5/10 66010




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
76001	2	Apklotas lipnių kraštų 90x75cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
76002	1	Apklotas lipnių kraštų 175x175cm
76003	1	Apklotas lipnių kraštų 300x175cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

APKLOTAS SU PLYŠIU IR SUSTIPRINTA ZONA




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
60502	70502	Apklotas su plyšiu 200x150cm, plyšys 7x65cm, sustiprinta zona 70x100cm	10/40
60503	70503	Apklotas su plyšiu 200x260cm, plyšys 7x102cm, sustiprinta zona 70x100cm	14/28
60504	70504	Apklotas su plyšiu 200x260cm, plyšys 20x102cm, sustiprinta zona 70x100cm	14/28
60506	70506	Apklotas su plyšiu 200x290cm, plyšys 7x102cm, sustiprinta zona 70x100cm	12/24
-	70508	Apklotas su plyšiu 230x150cm, plyšys 7x65cm, sustiprinta zona 70x100cm	-
-	70509	Apklotas su plyšiu 150x260cm, plyšys 7x65cm, sustiprinta zona 70x100cm	-
-	70511	Apklotas su plyšiu 230x330cm, plyšys 20x102cm, sustiprinta zona 70x160cm	-
-	70512	Apklotas su plyšiu 200x260cm, plyšys 20x102cm, sustiprinta zona 70x160cm	-
-	70513	Apklotas su plyšiu 250x290cm, plyšys 20x102cm, sustiprinta zona 70x160cm	-

APKLOTAS SU PLYŠIU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
778900	980789	Apklotas su plyšiu 150x125cm, plyšys 7x45cm	15/60
779300	980793	Apklotas su plyšiu 200x260cm, plyšys 7x102cm	13/26
-	980776	Apklotas su plyšiu 150x260cm, plyšys 7x65cm	-
-	950799	Apklotas su plyšiu 200x260cm, plyšys 20x102cm	-
-	75012	Apklotas su plyšiu 200x290cm, plyšys 7x65cm, su siauru lipniu kraštu	-

APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU BARRIER® FLEX




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
66002	76002	Apklotas lipniu kraštu 175x175cm, papildoma sustiprinta zona, BARRIER® Flex	15/30
66003	76003	Apklotas lipniu kraštu 300x175cm, papildoma sustiprinta zona, BARRIER® Flex	12/24

APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
777400	967774	Apklotas lipniu kraštu 175x150cm	15/30
777600	967776	Apklotas lipniu kraštu 240x150cm	12/24
778200	967882	Apklotas lipniu kraštu 300x175cm	9/18
920496	967775	Apklotas lipniu kraštu 175x175cm	13/26

APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU SU PAPILDOMU SLUOKSNIU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
66550	967784	Apklotas lipniu kraštu su papildomu apsauginiu sluoksniu 200x200cm	12/24
66540	76540	Apklotas lipniu kraštu per visą ilgį su papildomu apsauginiu sluoksniu 260x175cm	12/24
-	76408	Apklotas lipniu kraštu su papildomu apsauginiu sluoksniu 200x240cm	-
-	76409	Apklotas lipniu kraštu su papildomu apsauginiu sluoksniu 240x175cm	-
-	76410	Apklotas lipniu kraštu su papildomu apsauginiu sluoksniu 300x175cm	-
-	967772	Apklotas lipniu kraštu su papildomu apsauginiu sluoksniu 175x175cm	-
-	967773	Apklotas lipniu kraštu su papildomu apsauginiu sluoksniu 240x150cm	-
-	967782	Apklotas lipniu kraštu su papildomu apsauginiu sluoksniu 300x175cm	-
-	76500	Apklotas lipniu kraštu su papildomu apsauginiu sluoksniu 300x250cm	-

APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
777025	917770	Apklotas siauru lipniu kraštu 140x100cm	20/40
777525	917775	Apklotas siauru lipniu kraštu 175x173cm	13/26
-	75013	Apklotas siauru lipniu kraštu 175x200cm	-
-	917776	Apklotas siauru lipniu kraštu 240x148cm	-

APKLOTAS 3 SL.




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
777900	910184	Apklotas 90x150cm, 3 sl.	30/60
778000	910185	Apklotas 150x175cm, 3 sl.	14/28
778100	910186	Apklotas 150x240cm, 3 sl.	11/22

APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU 2 SL.




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
80649015	8018	Apklotas 90x150cm, 2 sl.	19/114

APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU BARRIER® FLEX




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
66001	76001	Apklotas lipniu kraštu 90x75cm, papildoma sustiprinta zona, BARRIER® Flex	22/132

APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
706300	947063	Apklotas lipniu kraštu 75x50cm	50/300
706400	947064	Apklotas lipniu kraštu 50x50cm	65/390
706500	910598	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm	35/210
706700	947067	Apklotas lipniu kraštu 75x100cm	28/168
706900	927069	Apklotas lipniu kraštu 100x100cm	43/86
707500	910598	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm, 2 vnt.	34/204
906677	930200	Apklotas lipniu kraštu 90x75cm	32/192

APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU SU PAPILDOMA SUSTIPRINTA ZONA




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
66520	76520	Apklotas lipniu kraštu 120x100cm, papildoma sustiprinta zona	22/44
706800	910200	Apklotas lipniu kraštu 90x75cm, papildoma sustiprinta zona	45/90
-	917069	Apklotas lipniu kraštu 100x100cm, papildoma sustiprinta zona	-
-	76510	Apklotas lipniu kraštu 200x100cm, papildoma sustiprinta zona	-

APKLOTAS SIAURU LIPNIU KRAŠTU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	917198	Apklotas siauru lipniu kraštu 75x75cm	-
-	930201	Apklotas siauru lipniu kraštu 90x73cm	-

ABSORBUOJANTIS APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
706100	904764	Absorbuojantis apklotas lipniu kraštu, sugeriantis plotas 55x70cm	40/80

APKLOTAS 2 SL.




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
800330	968003	Apklotas 37,5x45cm, 2 sl.	180/720
800430	968004	Apklotas 45x75cm, 2 sl.	112/448
800530	968005	Apklotas 75x90cm, 2 sl.	38/228

APKLOTAS 3 SL.




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	910519	Apklotas 75x90cm, 3 sl.	-

APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU SU KINTAMA ANGA




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
706620	970662	Apklotas su kintama anga 50x75cm	40/240
706630	970663	Apklotas su kintama anga 75x100cm	30/180

APKLOTAS SU ANGA




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
706610	956601	Apklotas su anga 100x125cm, anga 11cm, 45cm nuo viršaus	20/120
708840	968840	Apklotas su anga 120x150cm, anga 5x7cm	16/96
708850	968850	Apklotas su anga 150x180cm, anga 5x15cm	20/40
708860	968860	Apklotas su anga 200x240cm, anga 12cm	17/34
708870	968870	Apklotas su anga 200x280cm, anga 15cm, 100cm nuo viršaus	15/30
708880	968880	Apklotas su anga 200x280cm, anga 14x14cm, 124cm nuo viršaus	14/28
904622	-	Apklotas su anga 45x75cm, anga 7cm	72/288
906542	904758	Apklotas su anga 75x90cm, anga 6x8cm	50/200
906693	904737	Apklotas su anga 50x60cm, anga 6x8cm	100/400
935569	904744	Apklotas su anga 120x150cm, anga 5x7cm, 65cm nuo viršaus	18/108

APKLOTAS SU ANGA IR INCIZINE PLĖVELE




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
1272	9572	Apklotas su anga 104x114cm, incizinė plėvelė 8x19cm	12/72

APKLOTAS SU ANGA




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
906544	904736	Apklotas su anga 50x60cm, anga 6x8cm	100/400

EPIDŪRINIS APKLOTAS SU ANGA




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
906540	904741	Epidūrinis apklotas su anga 60x75cm, anga 6x9,5cm	50/300
915447	904704	Epidūrinis apklotas su anga 75x80cm, anga 6x15cm	36/216

KELIO SĄNARIO OPERACIJOS RINKINYS 5/10 60101




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
70104	1	Kelio sąnario apklotas 230x320cm, elastinės angos 7 ir 5cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

KELIO SĄNARIO OPERACIJOS RINKINYS 4/8 60102




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm
946111	1	Kojinė 22x75cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
70104	1	Kelio sąnario apklotas 230x320cm, elastinės angos 7 ir 5cm

KELIO SĄNARIO OPERACIJOS RINKINYS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
60104	70104	Kelio sąnario apklotas 230x320cm, elastinės angos 7 ir 5cm	5/10

KELIO SĄNARIO APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
60105	70105	Kelio sąnario apklotas 260/330x320cm, elastinės angos 7 ir 5cm	5/10

KELIO SĄNARIO ARTROSKOPIJOS MAIŠAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
69200	79200	Kelio sąnario artroskopijos maišas 60x120cm, elastinės angos 7 ir 5cm	12/24

GALŪNIŲ OPERACIJOS RINKINYS 7/14 60202




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
70213	1	Galūnių apklotas 230x315cm, elastinė anga 7cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GALŪNIŲ OPERACIJOS RINKINYS 5/10 60208




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm
910598	1	Apklotas lipni kraštu 75x75cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
70213	1	Galūnių apklotas 230x315cm, elastinė anga 7cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GALŪNIŲ OPERACIJOS RINKINYS 5/10 60209



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm
946111	1	Kojinė 22x75cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
70213	1	Galūnių apklotas 230x315cm, elastinė anga 7cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GALŪNIŲ APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
60211	70211	Galūnių apklotas 200x300cm, elastinė anga 7cm	11/22
60213	70213	Galūnių apklotas 230x315cm, elastinė anga 7cm	10/20

GALŪNIŲ APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
60214	70214	Galūnių apklotas 200/300x320cm, elastinė anga 7cm	7/14

BILATERALINIS PĖDŲ OPERACIJOS RINKINYS 7/14 60300




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
70311	1	Bilateralinis pėdų apklotas 200x300cm, elastinė anga 3,5cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

BILATERALINIS KOJŲ OPERACIJOS RINKINYS 7/14 60301




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
70313	1	Bilateralinis kojų apklotas 200x300cm, elastinė anga 7cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

PETIES SĄNARIO OPERACIJOS RINKINYS 4/8 60001




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
70007	1	Apatinis peties apklotas su plyšiu 230x295cm, plyšys 10x70cm
946111	1	Kojinė 22x75cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
70005	1	Viršutinis peties apklotas su plyšiu 240x170cm, plyšys 15x45cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

PETIES SĄNARIO OPERACIJOS RINKINYS SU MAIŠU 4/8 60002




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
70007	1	Apatinis peties apklotas su plyšiu 230x295cm, plyšys 10x70cm
946111	1	Kojinė 22x75cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
70006	1	Viršutinis peties apklotas su maišu 240x170cm, plyšys 15x45cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

PETIES SĄNARIO OPERACIJOS RINKINYS 4/8 60003



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
9475	1	Apklotas su plyšiu 150x193cm, plyšys 15x61cm
946111	1	Kojinė 22x75cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
70004	1	Peties sąnario apklotas (sėdimos padėties) 400x240cm, elastinė anga 10x10cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm


PETIES SĄNARIO APKLOTAS (SĖDIMOS PADĖTIES)



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
60004	70004	Peties sąnario apklotas (sėdimos padėties) 400x240cm, elastinė anga 10x10cm, papildomas įpakavimas	6/12

GALŪNĖS OPERACIJOS RINKINYS


7/14 60303



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
70309	1	Galūnės apklotas 230x315cm, elastinė anga 3,5cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

PLAŠTAKOS OPERACIJOS RINKINYS


6/12 60305



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
70310	1	Plraštakos apklotas 150/370x280cm, elastinė anga 3,5cm
90190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm


PLAŠTAKOS OPERACIJOS RINKINYS

5/120 60306




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm
70310	1	Plraštakos apklotas 150/370x280cm, elastinė anga 3,5cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GALŪNIŲ APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
60308	70308	Galūnių apklotas 150x180cm, elastinė anga 3,5cm	13/52
60309	70309	Galūnių apklotas 230x315cm, elastinė anga 3,5cm	11/22


PLAŠTAKOS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
60310	70310	Plraštakos apklotas 150/370x280cm, elastinė anga 3,5cm, sustiprinta zona 50x100cm	7/14
-	70312	Plraštakos apklotas 150/270x280cm, elastinė anga 3,5cm, sustiprinta zona 50x110cm	-

KLUBO SĄNARIO OPERACIJOS RINKINYS


3/6 60602



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm
910598	2	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm
946112	1	Kojinė 32x120cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
70601	1	Klubo sąnario apklotas su dislokaciniais maišais 230/300x330cm, elastinė anga 18x22
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

KLUBO SĄNARIO OPERACIJOS RINKINYS


4/8 60604



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
968005	1	Apklotas lipniu kraštu 75x90cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm
910184	1	Apklotas lipniu kraštu 90x150cm
911500	3	Lipni juosta 9x49cm
70504	1	Apklotas su plyšiu 200x260cm, plyšys 20x102cm
76410	1	Apklotas lipniu kraštu 300x175cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

KLUBO SĄNARIO OPERACIJOS RINKINYS

4/8 60608




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
968005	1	Apklotas lipniu kraštu 75x90cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm
946112	1	Kojinė 32x120cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
70504	1	Apklotas su plyšiu 200x260cm, plyšys 20x102cm
76410	1	Apklotas lipniu kraštu 300x175cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

KLUBO SAŃARIO APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
60600	70600	Klubo sąnario operacijos apklotas 230/300x330cm, elastinė anga 18x22cm	6/12


KLUBO SAŃARIO APKLOTAS SU DISLOKACINIAIS MAIŠAIS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
60601	70601	Klubo sąnario apklotas su dislokaciniais maišais 230/300x330cm, elastinė anga 18x22cm, papildomas įpakavimas	4/8

VERTIKALIOS IZOLIACIJOS RINKINYS


6/12 903016



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
815301	1	Vertikalios izoliacijos rinkinys 330x240cm, incizinė plėvelė 40x30cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm


VERTIKALIOS IZOLIACIJOS RINKINYS

6/12 903026




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
815300	1	Vertikalios izoliacijos rinkinys 330x240cm, incizinė plėvelė 86x25cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

VERTIKALIOS IZOLIACIJOS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
826010	815300	Vertikalios izoliacijos apklotas 330x240cm, incizinė plėvelė 86x25cm	7/14

VERTIKALIOS IZOLIACIJOS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
826020	815301	Vertikalios izoliacijos apklotas 330x240cm, incizinė plėvelė 40x30cm	10/20


VERTIKALIOS IZOLIACIJOS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
80000527	80008032	Vertikalios izoliacijos apklotas 320x240cm, incizinė plėvelė 60x30cm	10/20


STUBURO OPERACIJOS RINKINYS

7/14 80005471




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
967774	1	Apklotas lipniu kraštu 175x150cm
80008030	1	Stuburo apklotas 240x320cm, incizinė plėvelė 30x60cm
95190	1	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

VIRŠUTINIS PETIES SĄNARIO APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	70005	Viršutinis peties sąnario apklotas 240x170cm, plyšys 15x45cm	-

VIRŠUTINIS PETIES SĄNARIO APKLOTAS SU MAIŠU



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	70006	Viršutinis peties sąnario apklotas su maišu 240x170cm, plyšys 15x45cm	-


APATINIS PETIES SĄNARIO APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	70007	Apatinis peties sąnario apklotas 230x295cm, plyšys 10x70cm	-

APKLOTO SU PLYŠIU RINKINYS


5/10 60620



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
930200	1	Apklotas lipniu kraštu 90x75cm
70504	1	Apklotas su plyšiu 200x260cm, plyšys 20x102cm
76409	1	Apklotas lipniu kraštu 240x175cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

VARIKOZINIŲ VENŲ RINKINYS

6/12 61400




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	2	Popierinės servetėlės 18x25cm
90100	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 100x150cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
70512	1	Apklotas su plyšiu 200x260cm, plyšys 20x102cm, sustiprinta zona 70x160cm
76409	1	Apklotas lipniu kraštu 240x175cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

PEDIATRINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
61310	71310	Pediatrinis apklotas 200/270x320cm, anga 10x14cm	8/16

LAPAROTOMINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
61320	71320	Laparotominis apklotas 200/270x320, anga 10x30cm	8/16

LAPAROTOMINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
61330	71330	Laparotominis apklotas 200/270x320, incizinė plėvelė 23x36cm	10/20

LAPAROTOMINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
825000	980250	Laparotominis apklotas 200x315cm, 11x22cm, sustiprinta zona 70x70cm	12/24

LAPAROTOMINIS APKLOTAS SU MAIŠU



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	71369	Laparotominis apklotas su maišu 200/270x320cm, anga 30x30cm	-


TARPVJETĖS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	988522	Tarpvietės apklotas su maišu 60x116cm, lipni anga 9x12cm	-

LAPAROSKOPINIS RINKINYS

5/10 61040



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
972890	1	Apklotas po sėdmenimis 75x100cm
947063	1	Apklotas lipniu kraštu 75x50cm
9855	2	Apvalkalai kojoms 75x150cm, XL
71040	1	Ginekologinis apklotas 75/250x245cm, lipni anga 25x18cm, anga 6x15cm
90210	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x210cm, abs. 75x210cm

LAPAROSKOPINIS BARIATRINIS RINKINYS

5/10 61450




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
824098	2	Vamzdelio laikiklis 2,5x30cm, lipnus
815332	1	Laparoskopo apvalkalas 14x250cm, perforuotas galiukas
975880	2	Kišenė instrumentams 25x40cm
70550	1	Laparoskopinis apklotas 280/230/270x335cm, lipni anga 32x42cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

LAPAROSKOPINIS ABDO-PERINEALINIS RINKINYS 5/10 694240



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
824098	1	Vamzdelio laikiklis 2,5x30cm, lipnus
910598	1	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm
944200	1	Laparoskopinis apklotas 250/175/270x260cm, angos 25x30cm ir 13x24cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm


LAPAROSKOPINIS ABDO-PERINEALINIS RINKINYS 5/10 694241



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
824098	1	Vamzdelio laikiklis 2,5x30cm, lipnus
910598	1	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm
944200	1	Laparoskopinis apklotas 250/175/270x260cm, angos 25x30cm ir 13x24cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

LAPAROSKOPINIS RINKINYS


5/10 694245



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
824098	1	Vamzdelio laikiklis 2,5x30cm, lipnus
815332	1	Laparoskopo apvalkalas su perforuotu galiuku 14x250cm
944205	1	Laparoskopinis apklotas 250/175/270x260cm, anga 25x30cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm


LAPAROSKOPINIS RINKINYS

5/10 694265




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
824098	1	Vamzdelio laikiklis 2,5x30cm, lipnus
815332	1	Laparoskopo apvalkalas su perforuotu galiuku 14x250cm
954225	1	Laparoskopinis apklotas 175/250x325cm, anga 25x30cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GINEKOLOGINIS / LAPAROSKOPINIS RINKINYS 7/14 696600




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	2	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
910598	1	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm
956966	1	Laparoskopinis apklotas su apvalkalais kojoms 250/270x270cm, lipni anga 26x20cm, anga 7,5x13 cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GINEKOLOGINIS / LAPAROSKOPINIS RINKINYS 5/10 903020




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
947064	1	Apklotas lipniu kraštu 50x50cm
969660	1	Laparoskopinis apklotas su apvalkalais kojoms 200/260x330cm, lipni anga 25x20cm ir 6x15 cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

LAPAROSKOPINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
61360	71360	Laparoskopinis apklotas 200/270x320cm, anga 20x30cm	8/16

LAPAROSKOPINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
903005	900078	Laparoskopinis apklotas 200x300cm, anga 18x21cm	12/24

LAPAROSKOPINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	944200	Laparoskopinis apklotas 250/175/270x260cm, angos 25x30cm ir 13x24cm	-

LAPAROSKOPINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	944201	Laparoskopinis apklotas 250/200/300x260cm, lipnios angos 32x30cm ir 10x13cm	-

LAPAROSKOPINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	944205	Laparoskopinis apklotas 250/175/270x260cm, anga 25x30cm	-

LAPAROSKOPINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	944206	Laparoskopinis apklotas 250/200/300x260cm, lipni anga 32x30cm	-

LAPAROSKOPINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	944210	Laparoskopinis apklotas 300/200/270x295cm, angos 25x30cm ir 13x24cm	-

LAPAROSKOPINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	944215	Laparoskopinis apklotas 300/200/270x365cm, angos 25x30cm ir 15x24cm, skaidrus plotas anestezijai	-

LAPAROSKOPINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	954225	Laparoskopinis apklotas 175/250x325cm, anga 25x30cm	-


LAPAROSKOPINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	954226	Laparoskopinis apklotas 200/250x340cm, lipni anga 32x30cm	-

TORAKALINIS RINKINYS


3/6 669600



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	1	Tarpvietės apklotas 18x40cm
-	6	Popierinės servetėlės 18x25cm
824098	2	Vamzdelio laikiklis 2,5x30cm, lipnus
910598	1	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm
-	1	Defibriliatoriaus maišas 33x38cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
966960	1	Torakalinis apklotas 200/300x340cm, incizinė plėvelė 37x65cm
90240	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x240cm, abs. 75x240cm


KARDIOVASKULINIS RINKINYS

3/6 694640




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	6	Popierinės servetėlės 18x25cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm
-	1	Defibriliatoriaus maišas 33x38cm
824098	2	Vamzdelio laikiklis 2,5x30cm, lipnus
911500	3	Lipni juosta 9x49cm
941005	2	Pėdų apvalkalai, žali
991005	2	Pėdų apvalkalai
910598	2	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm
988795	1	Apatinis kardiovaskulinis apklotas 200x260cm, plyšys 20x102cm
966946	1	Torakalinis apklotas 200/300x330cm, incizinė plėvelė 32x40cm
90240	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x240cm, abs. 75x240cm

TORAKALINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
824600	966946	Torakalinis apklotas 200/300x330cm, incizinė plėvelė 32x40cm	6/12

TORAKALINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	966948	Torakalinis apklotas 175/350x350cm, incizinė plėvelė 32x40 cm	-

TORAKALINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	966949	Torakalinis apklotas 175/300x350cm, incizinė plėvelė 32x40cm	-

TORAKALINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	966950	Torakalinis apklotas 200/300x330cm incizinė plėvelė su plyšiu 17x32cm, anga 25x40cm	-

APATINIS KARDIOVASKULINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
824700	988795	Apatinis kardiovaskulinis apklotas 200x260cm, plyšys 20x102cm	15/30

HIBRIDINIS KARDIOVASKULINIS RINKINYS 5/10 61800




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
71800	1	Hibridinis kardiovaskulinis rinkinys 240/300x450cm, incizinė plėvelė 60x40cm ir 15x27cm [2]
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm
910598	2	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm

ANGIOGRAFINIS RADIALINIS RINKINYS 5/10 698260



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
90150	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x150cm, abs. 75x150cm
-	2	Popierinės servetėlės 18x25cm
304998	1	Sugeriantis apklotas 56x80cm
947064	1	Apklotas lipniu kraštu 50x50cm
958284	1	Angiografinis apklotas 240x330cm, angos 5x7cm [2] ir 7x9cm [2]
90150	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x150cm, abs. 75x150cm

ANGIOGRAFINIS RINKINYS 6/12 904730



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	2	Popierinės servetėlės 18x25cm
90100	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 100x150cm, abs. 75x150cm
304998	1	Sugeriantis apklotas 56x80cm
947064	1	Apklotas lipniu kraštu 50x50cm
904706	1	Angiografinis apklotas 240x370cm, sustiprinta zona 70x70cm, angos 7x10cm [2]
90150	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x150cm, abs. 75x150cm

ANGIOGRAFINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
65210	751210	Angiografinis apklotas 240x320cm, sustiprinta zona 90x110cm, angos 6x9cm [2]	10/20

ANGIOGRAFINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
65211	75211	Angiografinis apklotas 240x370cm, sustiprinta zona 90x220cm, anga 6x9cm	8/16

ANGIOGRAFINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
828300	958283	Angiografinis apklotas 240x370cm, sustiprinta zona 70x70cm, angos 7x10cm [2]	10/20
-	904706	Angiografinis apklotas 240x370cm, sustiprinta zona 70x70cm, angos 7x10cm [2] - sulankstytas išilgai	-

BRACHIALINIS ANGIOGRAFINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
65212	75212	Brachialinis angiografinis apklotas 115x150cm, sustiprinta zona 70x70cm, angos 6cm	21/42

RADIALINIS ANGIOGRAFINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	958284	Radialinis angiografinis apklotas 240x330cm, angos 5x7cm [2] ir 7x9cm [2]	-


HIBRIDINIS KARDIOVASKULINIS RINKINYS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	71800	Hibridinis kardiovaskulinis rinkinys 240/300x450cm, incizinė plėvelė 60x40cm ir 15x27cm [2], apklotas lipniu kraštu 75x75cm [2]	-


KRANIATOMINIS RINKINYS

5/10 **888142**



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	2	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
947064	4	Apklotas lipniu kraštu 50x50cm
965524	1	Kraniatominis apklotas 230x290cm, incizinė plėvelė 30x20cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm


KRANIATOMINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
888442	988442	Kraniatominis apklotas 280x295cm, incizinė plėvelė 30x20cm	9/18

LITOTOMIJOS RINKINYS


6/12 61010



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
972890	1	Apklotas po sėdmenimis 75x100cm
906109	2	Apvalkalai kojoms 75x120cm
71000	1	Litotomijos apklotas 75/150x170cm, lipni anga 9x11cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GINEKOLOGINIS / CISTOSKOPINIS RINKINYS


11/22 696110



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
906109	2	Apvalkalai kojoms 75x120cm
957961	1	Apklotas su anga 75x175cm, anga 9x15cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GINEKOLOGINIS RINKINYS


8/16 696700



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
910519	2	Apklotas lipniu kraštu 75x90cm
947064	1	Apklotas lipniu kraštu 50x50cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
987762	1	Litotomijos apklotas su apvalkalais kojoms 150x235cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm


GINEKOLOGINIS RINKINYS

7/14 888112




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	2	Popierinės servetėlės 18x25cm
904762	1	Vamzdelio laikiklis 9x18cm
988520	1	Ginekologinis apklotas 60x116cm su maišu, lipni anga 8x11cm
965523	1	Apklotas su apvalkalais kojoms 200/270x215cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GINEKOLOGINIS RINKINYS 7/14 888113




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	2	Popierinės servetėlės 18x25cm
904762	1	Vamzdelio laikiklis 9x18cm
988521	1	Ginekologinis apklotas 60x116cm, lipni anga 8x11cm
965523	1	Apklotas su apvalkalais kojoms 200/270x215cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GINEKOLOGINIS RINKINYS 7/14 888212




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	2	Popierinės servetėlės 18x25cm
904762	1	Vamzdelio laikiklis 9x18cm
988520	1	Ginekologinis apklotas 60x116cm su maišu, lipni anga 8x11cm
965523	1	Apklotas su apvalkalais kojoms 200/270x215cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GINEKOLOGINIS / CISTOSKOPINIS RINKINYS 9/18 902496




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
972890	1	Apklotas po sėdmenimis 75x100cm
906109	2	Apvalkalai kojoms 75x120cm
904746	1	Cistoskopinis apklotas 75x175cm, anga 9x15cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

UROLOGINIS / GINEKOLOGINIS RINKINYS 5/10 905020




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
972890	1	Apklotas po sėdmenimis 75x100cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
990520	1	Urologinis / ginekologinis apklotas 200/355x295cm, lipni anga 17/8x28cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GINEKOLOGINIS RINKINYS 7/14 925982



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	3	Popierinės servetėlės 18x25cm
-	1	Apklotas lipni kraštu 75x120cm
906109	2	Apvalkalai kojoms 75x120cm
900068	1	Ginekologinis apklotas su plyšiu 140x150cm
900069	1	Pilvo apklotas 115x150cm
90150	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x150cm, abs. 75x150cm

GINEKOLOGINIS RINKINYS 5/10 925984




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
824098	1	Vamzdelio laikiklis 2,5x30cm, lipnus
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
972890	1	Apklotas po sėdmenimis 75x100cm
950022	1	Ginekologinis apklotas 200/270x280cm, lipni anga 8x11cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GINEKOLOGINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
888521	988521	Ginekologinis apklotas 60x116cm, lipni anga 8x11cm	40/80
-	988520	Ginekologinis apklotas su maišu 60x116cm, lipni anga 8x11cm	

GINEKOLOGINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	71040	Ginekologinis apklotas 75/250x245cm, lipni anga 25x18cm, anga 6x15cm	-

GINEKOLOGINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	950022	Ginekologinis apklotas 200/270x280cm, lipni anga 8x11cm	-

CISTOSKOPINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nester-	Aprašymas	PASK/TRP
-	904746	Cistoskopinis apklotas 75x175cm, anga 9x15cm	-

CEZARIO OPERACIJOS RINKINYS 5/10 694110




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
910433	1	Paklodė kūdikiui 90x120cm
969674	1	Cezario operacijos apklotas 175/250x300cm, incizinė plėvelė 38x32cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

CEZARIO OPERACIJOS RINKINYS 4/8 694135



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
910433	1	Paklodė kūdikiui 90x120cm
969673	1	Cezario operacijos apklotas 175/250x300cm, incizinė plėvelė 38x32cm, anga 18x16cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

CEZARIO OPERACIJOS RINKINYS 4/8 903355



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
947064	1	Apklotas lipniui kraštu 50x50cm
910433	1	Paklodė kūdikiui 90x120cm
904743	1	Cezario operacijos apklotas 175/250x300cm, sulankstytas išilgai, incizinė plėvelė 38x32cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

CEZARIO OPERACIJOS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
65031	969674	Cezario operacijos apklotas 175/250x300cm, incizinė plėvelė 38x32cm, papildomas įpakavimas	6/12
-	904743	Cezario op. apklotas 175/250x300cm, sulankstytas išilgai, incizinė plėvelė 38x32cm	-

CEZARIO OPERACIJOS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
65040	969673	Cezario operacijos apklotas 175/250x300cm, incizinė plėvelė 38x32cm, anga 18x16cm, papildomas įpakavimas	6/12

CEZARIO OPERACIJOS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	969675	Cezario operacijos apklotas 250/175/270x275cm, incizinė plėvelė 38x32cm, anga 18x16cm	-

PAKLODĖ KŪDIKIUI



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
84541251	9534	Paklodė kūdikiui 77x77cm	18/108
-	910433	Paklodė kūdikiui 90x120cm	-


PAKLODĖ KŪDIKIUI



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	80057095	Paklodė kūdikiui 60x90cm	-

GIMDYMO RINKINYS


4/16 695000



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
-	2	Popierinės servetėlės 18x25cm
9229	1	Apklotas po sėdmenimis su maišu 85x120cm
906109	2	Apvalkalai kojoms 75x120cm
-	1	Paklodė kūdikiui 100x100cm
968005	1	Apklotas lipniu kraštu 75x90cm
910198	1	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GIMDYMO RINKINYS


7/14 904383



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	1	Apklotas lipniu kraštu 75x120cm
-	1	Paklodė 60x90cm
304998	1	Sugeriantis apklotas 56x80cm
-	6	Popierinės servetėlės 18x25cm
-	1	Paklodė 60x60cm
90100	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 100x150cm, abs. 75x150cm

GIMDYMO RINKINYS

7/14 914341




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
304998	2	Sugeriantis apklotas 56x80cm
-	1	Paklodė 60x90cm
-	6	Popierinės servetėlės 18x25cm
968004	2	Apklotas lipniu kraštu 45x75cm
-	20	Neaustinės medžiagos tamponai 10x10cm
90100	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 100x150cm, abs. 75x150cm

TUR RINKINYS 10/20 696310




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
906109	2	Apvalkalai kojoms 75x120cm
-	1	TUR apklotas 75x175cm, angos 8cm ir 6cm, antgalis pirštui
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

TUR RINKINYS 6/12 888222




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	1	Popierinės servetėlės 18x25cm
904762	1	Vamzdelio laikiklis 9x18cm
965520	1	TUR apklotas su maišu 175/270x180cm, angos 8cm ir 5cm, antgalis pirštui
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

TUR RINKINYS 7/14 888224




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	1	Popierinės servetėlės 18x25cm
904762	1	Vamzdelio laikiklis 9x18cm
965522	1	TUR apklotas su maišu 175/270x180cm, angos 8cm ir 5cm, antgalis pirštui
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

TUR RINKINYS 7/14 888225



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	1	Popierinės servetėlės 18x25cm
904762	1	Vamzdelio laikiklis 9x18cm
965525	1	TUR apklotas su filtru 175/270x180cm, angos 8cm ir 5cm, antgalis pirštui
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

NEFROSKOPINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
65810	75810	Nefroskopinis apklotas su maišu 175x300cm, papildomas įpakavimas	7/14

TUR APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
888227	965527	TUR apklotas su maišu 175/270x240cm, angos 8cm ir 5cm, antgalis pirštui	8/16

TUR APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	75800	TUR apklotas 100/152x220cm, anga 9x18cm	-

TUR APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	965520	TUR apklotas su maišu 175/270x180cm, angos 8cm ir 5cm, antgalis pirštui	-

TUR APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	965522	TUR apklotas su skysčių surinkimo maišu 175/270x180cm, angos 8cm ir 5cm, antgalis pirštui	-

TUR APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	965525	TUR apklotas su filtru 175/270x180cm, angos 8cm ir 5cm, antgalis pirštui	-

OFTALMOLOGINIS RINKINYS 16/32 903167




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	1	Popierinės servetėlės 18x25cm
900057	1	Oftalmologinis apklotas su maišu 140x150cm, incizinė plėvelė 8x10cm
90150	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x150cm, abs. 75x150cm

OFTALMOLOGINIS RINKINYS 16/32 903286




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	1	Popierinės servetėlės 18x25cm
-	1	Incizinė plėvelė 10x12cm
900031	1	Oftalmologinis apklotas su maišu 150x180cm, anga 5x7cm
90150	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x150cm, abs. 75x150cm

OFTALMOLOGINIS RINKINYS 15/30 915322




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
900083	1	Apklotas su anga 150x180cm, anga 5x7cm
90150	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x150cm, abs. 75x150cm

APKLOTAS SU ANGA



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	900083	Apklotas su anga 150x180cm, anga 5x7cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
831600	-	Oftalmologinis apklotas su maišu 45x45cm, anga 6cm	70/140
-	900057	Oftalmologinis apklotas su maišu 140x150cm, incizinė plėvelė 8x10cm	-
-	928004	Oftalmologinis apklotas su maišu 140x146cm, incizinė plėvelė 9x8cm	-
-	900056	Oftalmologinis apklotas su maišu 140x150cm, incizinė plėvelė 8x10cm, anga 3,5x6,5cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	900031	Oftalmologinis apklotas su maišu 150x180cm, anga 5x7cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	959540	Oftalmologinis apklotas su maišu 150x300cm, incizinė plėvelė 8x10cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	900058	Oftalmologinis apklotas su maišu 150x300cm, incizinė plėvelė 8x10cm anga 3,5x6,5cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	900030	Oftalmologinis apklotas su maišu 150x195cm, incizinė plėvelė 10x10cm, anga 6.5x4cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	978244	Oftalmologinis apklotas su maišu ir incizine plėvele 150x165cm, anga 8cm, atskira incizinė plėvelė 15x20cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	928007	Oftalmologinis apklotas su maišu ir absorbuojančia juostele 146x151cm, incizinė plėvelė 9,5x8cm	-
-	928008	Oftalmologinis apklotas su maišu ir absorbuojančia juostele 100x120cm, incizinė plėvelė 9,5x8cm	-
	80080282	Oftalmologinis apklotas su maišu ir absorbuojančia juostele 151x146cm, incizinė plėvelė 10x8cm	10/20

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	928009	Oftalmologinis apklotas su maišu ir absorbuojančia juostele 120x100cm, incizinė plėvelė 10x10cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
1213	-	Oftalmologinis apklotas su maišu 145x300cm, incizinė plėvelė 10x10cm, anga 6.5x4cm, papildomas įpakavimas	11/22

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
80005361	81008026	Oftalmologinis apklotas su maišu 155x146cm, incizinė plėvelė 12.5x10cm	14/28

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	928010	Oftalmologinis apklotas 53x53cm, perforuota incizinė plėvelė 7cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	928012	Oftalmologinis apklotas 75x92cm, incizinė plėvelė 10x12cm, anga 5x7cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	928014	Oftalmologinis apklotas 92x100cm, perforuota incizinė plėvelė 7 cm	-

OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	928016	Oftalmologinis apklotas su maišu 136x 50cm, incizinė plėvelė 8x9,5cm	-


OFTALMOLOGINIS APKLOTAS SU MAIŠU



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	928018	Oftalmologinis apklotas su maišu 160x185cm, incizinė plėvelė 10x10cm	-

LOR RINKINYS


7/14 65000



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
910519	1	Apklotas lipniu kraštu 75x90cm
930200	1	Apklotas lipniu kraštu 90x75cm
70509	1	Apklotas su plyšiu 150x260cm, plyšys 7x65cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

ODONTOLOGINIS RINKINYS


22/44 306480



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
815330	2	Laparoskopo apvalkalas 8x120cm, lygus galiukas
-	1	Lipni juosta 9x24,5cm
900076	1	Apklotas su anga 100x150cm, anga 13x9,5cm
-	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 75x100cm

ODONTOLOGINIS RINKINYS


14/28 694000



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	2	Lipni juosta 9x24,5cm
815330	2	Laparoskopo apvalkalas 8x120cm, lygus galiukas
968004	2	Apklotas lipniu kraštu 45x75cm
910176	1	Apklotas su anga 150x150cm, anga 10x14cm
-	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 75x100cm

GALVOS OPERACIJOS RINKINYS


6/12 696940



Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996106	1	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
911500	1	Lipni juosta 9x49cm
988269	1	Galvos apklotas 125/175x150cm ir 100x106cm
967772	1	Apklotas lipniu kraštu 175x175cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm


LOR RINKINYS

7/14 697000




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
996109	1	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm
-	4	Popierinės servetėlės 18x25cm
910185	1	Apklotas lipniu kraštu 150x175cm
910598	1	Apklotas lipniu kraštu 75x75cm
911500	2	Lipni juosta 9x49cm
980789	1	Apklotas su plyšiu 150x125cm, plyšys 7x45cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

GALVOS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
826900	988269	Galvos apklotas 150x175cm, 106x103cm + lipni juosta 9x49cm (1)	15/30

KAKLO / SKYDLIAUKĖS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
65011	75011	Kaklo / skydliaukės apklotas 175/250x302cm, incizinė plėvelė 15x15cm	10/20


LIPNUS GALVOS APKLOTAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	8085	Lipnus galvos apklotas, skirtas turbaniniam sulankstymui 150x94cm, 79x128cm	-


PLASTINĖS CHIRURGIJOS RINKINYS

11/22 692300




Kodas, nesterilus	Kiekis	Aprašymas
-	2	Popierinės servetėlės 18x25cm
956923	1	Apklotas su anga 150x175cm, anga 13x17cm
90190	1	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm

MAYO STALIUKO APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
610601	996106	Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm	25/75

MAYO STALIUKO APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
1244	9544	Mayo staliuko apklotas 58x137cm, abs. 50x60cm	45/90
-	996104	Mayo staliuko apklotas 58x137cm, abs. 50x60cm, teleskopinis sulankstymas	

SUSTIPRINTAS MAYO STALIUKO APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
610900	996109	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm	20/60
-	996112	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 79x145cm, abs. 65x85cm, teleskopinis sulankstymas	

SUSTIPRINTAS MAYO STALIUKO APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	996115	Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 100x170 cm, abs. 90x105cm	-

DIDELIS INSTRUMENTAVIMO STALIUKO APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
780300	978030	Didelis instrumentavimo staliuko apklotas 290x330cm, abs. 80x150cm	10/20

INSTRUMENTAVIMO STALIUKO APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
80100	90100	Instrumentavimo staliuko apklotas 100x150cm, abs. 75x150cm	40/80
80150	90150	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x150cm, abs. 75x150cm	30/60
80170	90170	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x170cm, abs. 75x170cm	27/54
80190	90190	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm	22/44
80210	90210	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x210cm, abs. 75x210cm	21/42
80240	90240	Instrumentavimo staliuko apklotas 150x240cm, abs. 75x240cm	20/40

SUSTIPRINTAS INSTRUMENTAVIMO STALIUKO APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
85190	95190	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm	15/30
85195	95190	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm, abs. 75x190cm, papildomas įpakavimas	16/32
85215	95210	Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x210cm, abs. 75x210cm, papildomas įpakavimas	16/32

INCIZINĖ PLĖVELĖ



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	921014	Incizinė plėvelė 10x14 (10x8) cm	-
801526	921526	Incizinė plėvelė 15x26 (15x20) cm	30/120
803026	923026	Incizinė plėvelė 30x26 (30x20) cm	25/100
804040	924040	Incizinė plėvelė 40x40 (40x34) cm	20/80
804555	924555	Incizinė plėvelė 45x55 (45x49) cm	15/60
805680	925680	Incizinė plėvelė 56x80 (56x74) cm	10/40

SKYSČIŲ SURINKIMO MAIŠAS SU FILTRU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
831200	815310	Skysčių surinkimo maišas su filtru 50x50cm	12/24

SKYSČIŲ SURINKIMO MAIŠAS SU FILTRU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
5218	-	Skysčių surinkimo maišas su filtru 50x60cm	12/72

SKYSČIŲ SURINKIMO MAIŠAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
706035	976035	Skysčių surinkimo maišas 40x35cm	30/120

KELIO SĄNARIO ARTROSKOPIJOS MAIŠAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
69200	79200	Kelio sąnario artroskopijos maišas 60x120cm, elastingos angos 7 ir 5cm	12/24

PETIES SĄNARIO OPERACIJOS MAIŠAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
5217	9317	Peties sąnario operacijos maišas 83x88cm, plyšys 15x52cm, papildomas įpakavimas	11/22

SKYSČIŲ SURINKIMO MAIŠAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
832000	983200	Skysčių surinkimo maišas su incizine plėvele 100x80cm, incizinė plėvelė 38x32cm	11/22

KIŠENĖ INSTRUMENTAMS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705860	815320	Kišenė instrumentams 30x50cm	15/30

KIŠENĖ INSTRUMENTAMS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
-	975880	Kišenė instrumentams 25x40cm	-

MAIŠAS KAUTERIUI IR DIATERMIJAI




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
707035	977035	Maišas kauteriui ir diatermijai 40x35cm, lipnus	30/120

KIŠENĖ VAMZDELIAMS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
80003113	8183	Kišenė vamzdeliams 90x92cm, abs. 70x50cm, papildomas įpakavimas	14/84

DISLOKACINĖ KIŠENĖ




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
84541230	922709	Dislokacinė kišenė 75x120cm, papildomas įpakavimas	14/84

VAMZDELIŲ / LAPAROSKOPO APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705740	815330	Vamzdelių / laparoskopio apvalkalas 8x120cm, lygus galiukas	30/120
705750	815331	Vamzdelių / laparoskopio apvalkalas 14x250cm, lygus galiukas	20/80

LAPAROSKOPO APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705820	815332	Laparoskopio apvalkalas 14x250cm, perforuotas galiukas	20/80

LAPAROSKOPO APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705830	815333	Laparoskopio apvalkalas 18x250cm, elastinis galiukas	20/80

LAPAROSKOPO APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
84541211	-	Laparoskopio apvalkalas 14x254cm, galiukas sustiprintas kartonu	40/80

APARATŪROS APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705841	-	Apvalus aparatūros apvalkalas 75cm	8/32
903740	990374	Apvalus aparatūros apvalkalas 90cm	28/168
903757	990375	Apvalus aparatūros apvalkalas 140cm	16/96

APARATŪROS APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705815	815425	Aparatūros apvalkalas 90x70cm, skaidrus	35/210

C FORMOS APARATO APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705852	-	C formos aparato apvalkalas 152x265cm, viso paviršiaus uždengimui	12/24

C FORMOS APARATO APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705850	-	C formos aparato apvalkalas 116x183cm, vienos pusės uždengimui	20/40

MIKROSKOPO APVALKALAS SU LANKSČIU ELASTINIU LĘŠIU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705920	-	Mikroskopo apvalkalas su lanksčiu elastiniu lęšiu, 117x254cm	18/36

MIKROSKOPO APVALKALAS „WILD“ / „ZEISS MD“




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705936	-	Mikroskopo apvalkalas „WILD“ (objektyvas 68mm) 117x254cm	12/24
705955	-	Mikroskopo apvalkalas „Zeiss MD“ (objektyvas 65mm) 117x254cm	12/24
705960	-	Mikroskopo apvalkalas „Zeiss MD“ (objektyvas 65mm) 117x305cm	10/20

ULTRAGARSINIO ZONDO APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
706000	-	Ultragarsinio zondo apvalkalas 13x236cm, antgalis pagręžtai angai	30/120

ULTRAGARSINIO ZONDO APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
706002	-	Ultragarsinio zondo apvalkalas 15x236cm, T formos antgalis	25/100

ULTRAGARSINIO ZONDO APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
706004	-	Ultragarsinio zondo apvalkalas 13x236cm, tiesus antgalis	30/120

RENTGENO KASETĖS APVALKALAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705856	815362	Rentgeno kasetės apvalkalas 60x60cm	35/70

KĖDĖS PORANKIŲ APVALKALAS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
80002120	8008062	Kėdės porankių apvalkalas 35x73cm, 2 vnt.	30/180

OPERACINĖS LEMPŲ RANKENŲ APVALKALAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
705827	-	Universalus operacinės lempų rankenų apvalkalas, Ø 4,5x15cm	40/80

APKLOTAS PO SĖDMENIMIS SU MAIŠU




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
229	9229	Apklotas po sėdmenimis su maišu 85x120cm	18/36

APKLOTAS PO SĖDMENIMIS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
828900	972890	Apklotas po sėdmenimis 75x100cm	40/80

TARPIVETĖS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
706200	967062	Tarpvietės apklotas 75x120cm, 8x12cm, apklotas lipniu kraštu 75x90cm	20/120

LIPNI JUOSTA




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
381035	911500	Lipni juosta 9x49cm	100/400
381045	911500	Lipni juosta 9x49cm, 2 vnt.	120/480

VAMZDELIO LAIKIKLIS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
708131	824098	Vamzdelio laikiklis 2,5x30cm, su „ežiuko“ juoste	50/200
80006076	-	Vamzdelio laikiklis 5x15cm, su „ežiuko“ juoste	50/200

APVALKALAI KOJOMS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
610930	906109	Apvalkalai kojoms 75x120cm, 2 vnt.	30/60
255	9855	Apvalkalai kojoms 75x150cm, 2 vnt., papildomas įpakavimas	22/44
901680	-	Apvalkalai kojoms 75x120cm, 2 vnt.	66/132

KOJINĖ




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
611105	946111	Kojinė 22x75cm	22/132
611205	946112	Kojinė 32x120cm	20/40

KOJINĖ SU ABSORBUOJANČIA JUOSTELE




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
269	8008060	Kojinė 23x71cm, papildomas įpakavimas	10/60
273	9056	Kojinė 23x107cm, papildomas įpakavimas	8/48
274	9057	Kojinė 31x122cm, papildomas įpakavimas	7/42

TARPVĪETĒS APKLOTAS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
903153	-	Tarpvietēs apklotas 15x40cm	50/100

PĒDŪ APVALKALAI




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
691005	991005	Pēdū apvalkalai 36x28cm, 2 vnt.	130/260

STANDARTINĖS CHIRURGINĖS SKAROS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
185060	-	5 vnt., 10x40cm	125/750
185260	-	5 vnt., 20x40cm	65/390
185460	-	5 vnt., 30x40cm	45/270
185660	-	5 vnt., 40x40cm	60/360
185830	-	1 vnt., 40x65cm	30/180
185860	-	5 vnt., 40x65cm	30/180

STANDARTINĖS CHIRURGINĖS SKAROS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
185105	185100	5 vnt., 7,5x7,5cm, 6 sl.	100/600
185305	-	5 vnt., 10x10cm, 6 sl.	90/540
185310	-	10 vnt., 10x10cm, 6 sl.	90/540
185405	185400	5 vnt., 10x20cm, 6 sl.	90/540
185410	-	10 vnt., 10x20cm, 6 sl.	90/540

APVALŪS CHIRURGINIAI TAMPONAI




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
154160	-	5 vnt., Nr. 1, ø 20 mm	175/1050
154360	-	5 vnt., Nr. 3, ø 27 mm	150/900
154460	-	5 vnt., Nr. 4, ø 40 mm	75/450
154560	-	5 vnt., Nr. 5, ø 47 mm	75/450

SPECIALIOS CHIRURGINĖS SKAROS, BALTOS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
187605	187600	5 vnt., 10x60cm	40/240
187705	187700	5 vnt., 30x30cm	30/180
187802	187800	2 vnt., 40x40cm	24/144
187805	187800	5 vnt., 40x40cm	25/150
187902	187900	2 vnt., 40x60cm	16/96

SPECIALIOS CHIRURGINĖS SKAROS, ŽALIOS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
187922	187920	2 vnt., 40x60cm	16/96

STANDARTINĖS MARLINĖS SKAROS




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Kodas, nesterilus*	Aprašymas	PASK/TRP
175131	-	175101	1 vnt., 45x70 cm, 3 sl.	22/132
175160	-	-	5 vnt., 45x70 cm, 3 sl.	25/150
175260	-	175201	5vnt., 30x45 cm, 3 sl.	55/330
175360	-	175301	5 vnt., 40x45 cm, 3 sl.	45/270

STANDARTINĖS CHIRURGINĖS MARLINĖS SKAROS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Kodas, nesterilus*	Aprašymas	PASK/TRP
159160	159100	159101	5 vnt., 10x10 cm, 12 sl.	130/780
159175	-	-	10 vnt., 10x10 cm, 12 sl.	130/780
159460	159400	159401	5 vnt., 10x60 cm, 4 sl.	125/750
159475	-	-	10 vnt., 10x60 cm, 4 sl.	110/660
159660	159600	159601	5 vnt., 10x60 cm, 8 sl.	65/390
159675	-	-	10 vnt., 10x60 cm, 8 sl.	70/420
159860	-	159801	5 vnt., 10x60 cm, 12 sl.	55/330

STANDARTINIAI MARLINIAI CHIRURGINIAI TAMPONAI



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Kodas, nesterilus*	Aprašymas	PASK/TRP
150060	150000	150001	5 vnt., Nr. 0, ø 18 mm	200/1200
150160	150100	150101	5 vnt., Nr. 1, ø 26 mm	175/1050
150360	150300	150301	5 vnt., Nr. 3, ø 30 mm	150/900
150460	150400	150401	5 vnt., Nr. 4, ø 35 mm	100/600
150560	150500	150501	5 vnt., Nr. 5, ø 55 mm	75/450

* - Nesterilus produktas, esantis procedūrinio rinkinio sudėtyje



BARRIER® personalo apranga

Chirurginiai chalatai yra skirti ne tik apsaugoti chirurginę žaizdą nuo infekcijos, bet ir personalą nuo skysčių kontaminacijos. BARRIER® siūlo skirtingų apsaugos lygių chirurginius chalatus – nuo nesudėtingoms chirurginėms intervencijoms skirtų chalatus, pagamintų iš skysčiams nepralaidžios medžiagos, iki chalatus, naudojamų sudėtingoms operacijoms ir turinčių neperšlampamas rankoves, siūles bei plastiką dengtą krūtinės – pilvo sritį. Sudėtingiausiomis sąlygomis gali būti naudojami chalatai, turintys papildomą apsaugą visame paviršiuje. Dėl orui pralaidžios ir minkštos medžiagos BARRIER chalatai yra ypatingai patogūs.

Personalo apranga yra sukurta užtikrinti pacientų saugumą ir sveikatos priežiūros specialistų komfortą. BARRIER personalo aprangos asortimentas suteikia patogumą ir kokybę kiekvieną dieną dėvėti naują ir švarią aprangą. Vienkartinių kostiumų naudojimas prisideda prie ligoninės infekcijos kontrolės rodiklių gerinimo⁴.

Švaraus oro kostiumai sudaro efektyvų barjerą infekcijai⁵ ir sumažina odos dalelių sklaidimą ore, kurio metu bakterijos nuo personalo pernešamos į aplinką. BARRIER galvos apdangalai yra išskirtinai patogūs ir sumažina dalelių patekimo ant žaizdos riziką⁶.

Chirurginės kaukės yra pagamintos iš aukščiausios kokybės medžiagos. Kaukės užtikrina bakterijų filtravimą ir atsparumą skysčiams⁷.

Mölnlycke taip pat siūlo papildomą aprangos asortimentą, skirtą ligoninės personalo, pacientų ir lankytojų saugumui ir patogumui užtikrinti. Personalo apranga, tokia kaip chalatai ar prijuostės padeda pagerinti ligoninės infekcijos kontrolės rodiklius.

BARRIER EasyWarm® aktyvus autonomiškai šildantis apklotas apsaugo nuo hipotermijos operacinėje aplinkoje.

Tinkamo chirurginio chalato pasirinkimas

Chirurginiai chalatai skirti apsaugoti pacientus ir darbuotojus nuo užsikrėtimo, taigi, apsauga yra svarbus kriterijus renkantis chirurginį chalata. Tačiau nepatogus chirurginis chalatas gali kelti grėsmę visai procedūrai.

Kvėpuojanti, minkšta, begarsė ir lanksti medžiaga, leidžia darbuotojams sutelkti visą dėmesį į darbą. Ergonominiai elementai pagerina chalato prigludimą ir suteikia judėjimo laisvę.



Mūsų sterilus, procedūrą atitinkantis produktas yra supakuotas ir paruoštas greitam ir lengvam dėvėjimui.

Mölnlycke įtraukė ergonominius elementus į daugumą mūsų BARRIER® chirurginių chalataų:

ERGONOMIŠKA



Peties klostės



Nukreiptos į priekį rankovės




Ilgos rankovės

* Ultimate, FPP ir Classic

Tinkamas chirurginis chalatas kiekvienai procedūrai

BARRIER® chirurginis chalatas atitiks visus jūsų poreikius - ar norite išvengti infekcijos per trumpą, mažos rizikos, nesudėtingą procedūrą, ar atliekate ilgą, sudėtingą su dideliu skysčių kiekiu, procedūrą. Primary chalatai atitinka EN13795⁸, kitos chalataų kategorijos atitinka ir EN13795, ir AAMI^{8,9} standartus.

DIDELĖ



APSAUGA

- Skysčių kiekis
- Patvarumas

KOMFORTAS

- Kvėpavimas
- Švelnumas
- Dizainas
- Platus dydžių

Chirurginio chalato užsidėjimo gidas



1. Paimkite sterilų chalata ir laikykite taip, kad jį būtų galima išskleisti be užteršimo pavojaus. Įstatykite abi rankas į prakarpas rankovėms. Laikykite chalata atokiai nuo kūno ir leiskite jam visiškai išsiskleisti.



2. Įkiškite rankas ir dilbius į prakarpas ir rankoves: laikykite rankas pečių lygyje, atokiai nuo kūno.



3a. Prieš maunant pirštines, užtraukite rankogalį iki nykščio.

3b. Po to stumkite rankas prie rankogalio krašto.



4. Asistuojanti slaugė turėtų užtraukti chalata ant pečių, liesdama tik chalato vidų.



5. Asistuojanti slaugė turi sukabinti kabliuką ir kilpą.



6. Asistuojanti slaugė turi užrišti vidinį chalato diržą.



7. Tuomet užmaunamos pirštines. Užmovus, suimkite diržo kortelę abiem rankomis, atskirkite kairįjį šoninį diržą nuo diržo kortelės ir laikykite jį kairėje rankoje.




8. Perduokite diržo kortelę asistuojančiai slaugei, tris keturis kartus pasukite į kairę, kol asistuojanti slaugė išties diržą iki viso ilgio.




9. Ištraukite išorinį diržą iš diržo kortelės, kurią laiko slaugė ir suriškite jį su kitu išoriniu diržu, esančiu kairėje.

CHIRURGINIS CHALATAS PRIMARY




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
98000622	68000622	L 127cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/42
98000623	68000623	L-L 151cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/42
98000624	68000624	XL, 127cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/42
98000625	68000625	XL-L, 152cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/42

SUSTIPRINTAS CHIRURGINIS CHALATAS PRIMARY




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
98000722	68000722	L 127cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/30
98000723	68000723	L-L 151cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/28
98000724	68000724	XL, 127cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/28
98000725	68000725	XL-L, 152cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/26

CHIRURGINIS CHALATAS UNIVERSAL




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
93000620	63000620	M 120cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/30
93000621	63000621	L 125cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/26
93000622	63000622	L-L 140cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/26
93000623	63000623	XL 135cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/26
93000624	63000624	XL-L 150cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/24
93000625	63000625	XXL-L 160cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/22

SUSTIPRINTAS CHIRURGINIS CHALATAS UNIVERSAL




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
93000720	63000720	M 120cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/28
93000721	63000721	L 125cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/24
93000722	63000722	L-L 140cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/24
93000723	63000723	XL 135cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/24
93000724	63000724	XL-L 150cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/22
93000725	63000725	XXL-L 160cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	-/20

NUGAROJE SURIŠAMAS CHIRURGINIS CHALATAS CLASSIC




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
640101	740101	L 121cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	20/40
640102	740101	L 121cm, 1 servetėlė	22/44
640103	740103	XL-L 145cm, 1 servetėlė	20/40

CHIRURGINIS CHALATAS CLASSIC




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
650101	750101	M 121 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	20/40
650102	700102	L 121 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	20/40
650104	750105	L-L 131 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	20/40
650105	750103	L-L 131 cm	22/44
650108	750108	XL 132 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	18/36
650110	-	XL-L 145 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	18/36
650111	750111	XL-L 145 cm	18/36
650113	750113	XXL-XXL 161 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32
650114	750114	XXL-L 148 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	18/36

SUSTIPRINTAS CHIRURGINIS CHALATAS CLASSIC



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
660101	760101	L 121 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	18/36
660102	-	L-L 131 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	18/36
660103	760102	L-L 131 cm	18/36
660105	760105	XL 132 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32
660113	760105	XL 132 cm	18/36
660106	760107	XL-L 145 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32
660107	760107	XL-L 145 cm	18/36
660111	760111	XXL-L 148 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32
660110	760110	XXL-XXL 161 cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32

SUSTIPRINTAS UROLOGINIS CHIRURGINIS CHALATAS CLASSIC




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
670301	770301	L 141cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32
670302	770302	XL 160cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32

CHIRURGINIS CHALATAS ULTIMATE




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
680102	780102	L 119cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	18/36
680103	780103	L-L 134cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32
680003	780103	L-L 134cm	16/32
680104	780104	XL 129cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32
680105	780105	XL-L 144cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32
680005	780105	XL-L 144cm	16/32
680106	780106	XXL-L 145cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	14/28

SUSTIPRINTAS CHIRURGINIS CHALATAS ULTIMATE




Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
690102	790102	L 119cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	16/32
690103	790103	L-L 134cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	14/28
690003	790103	L-L 134cm	14/28
690104	790104	XL 129cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	14/28
690105	790105	XL-L 144cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	14/28
690005	790105	XL-L 144cm	14/28
690106	790106	XXL-L 145cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	12/24
690006	790106	XXL-L 145cm	12/24

SUSTIPRINTAS CHIRURGINIS CHALATAS FLUID PROTECTION PLUS



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
670102	770102	L, 121cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	32/64
670103	770103	L-L, 131cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	30/60
670104	770104	XL, 132cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	28/56
670105	770105	XL-L, 145cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	28/56
670107	770107	XXL-L, 148cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	28/56
670106	770106	XXL-XL, 161cm, 2 servetėlės, papildomas įpakavimas	26/52

SUSTIPRINTA APSAUGINĖ RANKOVĖ



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
623501	-	Apsauginė rankovė, ilgis 48 cm	30/180



BARRIER® chirurginės kepurės

Chirurginių kepurių dėvėjimas padeda apsaugoti pacientus nuo chirurginių infekcijų¹⁰.

Operacinės personalas daug dėmesio skiria kūno dalių, nuo kurių išorinės dalelės gali patekti ant paciento, tinkamam uždegimui. Tai ypač aktualu, kai kalbame apie galvą ir plaukus.

Atliktas tyrimas, kurio metu buvo matuojamas užterštumo lygis, kai visas operacinės personalas naudojo chirurgines kepurės ir tuo atveju, kai nenaudojo šių apsaugos priemonių. Rezultatai aiškiai parodė, kad kepurių dėvėjimas reikšmingai sumažina užterštumą¹¹. Mölnlycke Health Care siūlo įvairių modelių chirur-

gines kepurės, tinkančias visų tipų chirurginėms intervencijoms. Chirurginės kepurės gali būti pritaikytos skirtingoms galvų formoms, dydžiams ir personalo aprangos stiliams. Mūsų gamiamos kepurės sumažina dalelių, pernešančių bakterijas, sklidimo ir patekimo ant chirurginės žaizdos riziką¹².

CHIRURGINĖ KEPURAITĖ, ANNIE

BASIC



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
621500	L (elastinė), iv. spalvų	150/600
621715	M (elastinė), mėlyna	150/600
621725	M (elastinė), žalia	150/600
621735	M (elastinė), balta	150/600
621815	L (elastinė), mėlyna	150/600
621825	L (elastinė), žalia	150/600
621835	L (elastinė), balta	150/600
621925	XL (elastinė), žalia	150/600

CHIRURGINĖ KEPURAITĖ, CHARLOTTE

BASIC



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
620900	M (elastinė), balta	-/200

CHIRURGINĖ KEPURAITĖ, EUROCAP

BASIC



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
620800	Vienas dydis (elastinė), mėlyna	100/500
620810	Vienas dydis (elastinė), žalia	100/500

CHIRURGINĖ KEPURAITĖ, KOSACK

STANDART



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
621000	Vienas dydis (elastinė), žalia	100/500
621001	Vienas dydis (elastinė), violetinė	100/500
621005	Vienas dydis (elastinė), mėlyna	100/500

CHIRURGINĖ KEPURAITĖ, JACK

STANDART



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
620300	Vienas dydis (elastinė), žalia	100/500

CHIRURGINĖ KEPURAITĖ, PHILIP

STANDART



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
621301	Vienas dydis (su raišteliais), žalia	100/500

CHIRURGINĖ KEPURAITĖ, FLORY

STANDART



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
620500	Vienas dydis (su raišteliais), žalia	100/500

CHIRURGINĖ KEPURAITĖ, PEGGY

STANDART



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
621700	Vienas dydis (elastinė), žalia	100/500

CHIRURGINIS ŠALMAS

STANDART



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
70000002	Šalmas, vienas dydis, mēlyna	40/160

CHIRURGINIS ŠALMAS, TUCK

STANDART



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
620100	Šalmas, vienas dydis (su raišteliais), žalia	100/500
620105	Šalmas, vienas dydis (su raišteliais), mēlyna	100/500

CHIRURGINĒ KEPURAITĒ, ANNIE

SPECIAL



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
621845	Keपुरaitē su prakaito juosta, L (elastinė), žalia	120/480

CHIRURGINĒ KEPURAITĒ, COMMODUS

SPECIAL



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
622010	Keपुरaitē su prakaito juosta, vienas dydis (elastinė), mēlyna / žalia / balta	60/300

CHIRURGINIS ŠALMAS, GLENN

SPECIAL



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
620200	Šalmo modelis su apykakle, vienas dydis (su prakaito juosta ir raišteliais), žalias	40/200

CHIRURGINIS ŠALMAS, GLENN PRO

SPECIAL



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
620205	Šalmo modelis su apykakle, vienas dydis (su prakaito juosta ir raišteliais), mēlyna	35/175

CHIRURGINIS ŠALMAS, ALBIN

SPECIAL



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
620250	Šalmo modelis su apykakle, vienas dydis (su prakaito juosta ir raišteliais), žalia	60/300

CHIRURGINĒ KEPURAITĒ, MISS

EXTRA COMFORT



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
42022	Vienas dydis (elastinė), lateksinė, mēlyna	120/960
42023	Vienas dydis (elastinė), lateksinė, žalia	120/960



CHIRURGINĒ KEPURAITĒ, TOP NURSE EXTRA COMFORT



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
42093	Vienas dydis (elastinė), lateksinė, žalia	120/960



CHIRURGINIS ŠALMAS, ALL EXTRA COMFORT



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
42073	Šalmas, vienas dydis (su raišteliais), žalias	120/960

CHIRURGINIS ŠALMAS, ALL PRO EXTRA COMFORT



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
42074	Šalmas, vienas dydis (su prakaito juosta ir raišteliais), žalias	70/560

CHIRURGINIS ŠALMAS, ALL PRO EXTRA COMFORT



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
42076	Šalmo modelis su apykakle, vienas dydis (su prakaito juosta ir raišteliais), žalias	50/400



BARRIER® medicininės veido kaukės

Patogi apsauga su BARRIER® medicininėmis kaukėmis.




Vienu didžiausių iššūkių ligoninei vis dar išlieka efektyvaus gydymo ir tinkamos personalo ir paciento apsaugos užtikrinimas. Svarbu atkreipti dėmesį į personalo apsauginės aprangos, dėvimos kiekvieną dieną, patogumą. Veido oda yra viena jautriausių kūno vietų, todėl medicininės kaukės turi užtikrinti didelį komfortą ir mažą

pasipriešinimą respiracijai, kad nedirgintų vartotojo.

Medicinių kaukių pasirinkimas lemia skirtingus rezultatus¹³.

Visos BARRIER medicininės kaukės yra sukurtos tam, kad užtikrintų komfortą personalui ir padidintų paciento saugumą. Tai daro įtaką personalo darbo efektyvumui, tuo tarpu bakterinis filtravimas sumažina infekcijos riziką¹³.

- Mažas pasipriešinimas respiracijai leidžia lengviau kvėpuoti ir kaukę patogiu dėvėti ilgesnį laiką.
- Ypač efektyvus bakterinis filtravimas sumažina bakterijų sklidimą oru operacinėje.
- Medicininių kaukių atsparumas skysčiams sumažina užterštų skysčių patekimo ant vartotojo riziką¹⁴.
- Speciali sieninė paskirstymo sistema yra lengvai pritvirtinama ir patogiai naudojama.
- Visų tipų kaukių simboliai yra pateikti ant BARRIER pakuočių ir personalas gali lengvai pasirinkti reikiamą kaukę.



MEDICININĖ KAUKĖ STANDART (II TIPAS)




Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4228	Medicininė kaukė, mėlyna	50/500



MEDICININĖ KAUKĖ STANDART (II TIPAS)




Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4311	Medicininė kaukė, mėlyna	50/600




MEDICININĖ KAUKĖ STANDART (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4301	Medicininė kaukė, žalia	50/600



MEDICININĖ KAUKĖ STANDART (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
657200	Medicininė kaukė, mėlyna	50/600



MEDICININĖ KAUKĖ STANDART (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4230	Medicininė kaukė, mėlyna	60/600



MEDICININĖ KAUKĖ STANDART (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4302	Medicininė kaukė, žalia	50/600




MEDICININĖ KAUKĖ STANDART (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4312	Medicininė kaukė, mėlyna	50/600



MEDICININĖ KAUKĖ STANDART (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
657000	Medicininė kaukė, mėlyna	60/360



MEDICININĖ KAUKĖ STANDARD (II TIPAS)




Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
42280	Medicininė kaukė, mėlyna	60/600
42290	Medicininė kaukė, žalia	60/600



MEDICININĖ KAUKĖ STANDARD (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4237	Medicininė kaukė, gėlėta	60/600



MEDICININĖ KAUKĖ SPECIAL (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4231	Medicininė kaukė, mėlyna	60/600



MEDICININĖ KAUKĖ SPECIAL (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4238	Medicininė kaukė, žalia	60/600



MEDICININĖ KAUKĖ SPECIAL (II TIPAS)




Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
657100	Medicininė kaukė, mėlyna	60/360



MEDICININĖ KAUKĖ SPECIAL (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
658200	Medicininė kaukė, žalia	50/500



MEDICININĖ KAUKĖ SPECIAL (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
658000	Medicininė kaukė, žalia	60/600



MEDICININĖ KAUKĖ SPECIAL (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
658300	Medicininė kaukė, balta	60/600



MEDICININĖ KAUKĖ SPECIAL (II TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
658010	Medicininė kaukė, žalia	60/600



MEDICININĖ KAUKĖ EXTRA PROTECTION (IIR TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4224	Medicininė kaukė, mėlyna	50/500



MEDICININĖ KAUKĖ EXTRA PROTECTION (IIR TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4315	Medicininė kaukė, mėlyna	50/600



MEDICININĖ KAUKĖ EXTRA PROTECTION (IIR TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4313	Medicininė kaukė, mėlyna	50/600



MEDICININĖ KAUKĖ EXTRA PROTECTION (IIR TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
658391	Medicininė kaukė, balta	50/500



MEDICININĖ KAUKĖ EXTRA PROTECTION (IIR TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4234	Medicininė kaukė, mėlyna	50/500



MEDICININĖ KAUKĖ EXTRA PROTECTION (IIR TIPAS)



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4236	Medicininė kaukė, levandų	50/500




MEDICININĖ KAUKĖ EXTRA PROTECTION (IIR TIPAS)





Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
4291	Medicininė kaukė, mėlyna	50/500






MEDICININĖ KAUKĖ EXTRA PROTECTION (IIR TIPAS)

	Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
	4232	Medicininė kaukė, mėlyna	50/200




MEDICININĖ KAUKĖ EXTRA PROTECTION (IIR TIPAS)


	Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
	4267	Medicininė kaukė, mėlyna	50/200



SPECIALI KAUKĖ FFP-1 PERSONAL PROTECTION

	Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
	42902	Chirurginė kaukė su ypatingu filtru, balta	20/200

SPECIALI KAUKĖ FFP-2 PERSONAL PROTECTION

	Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
	42904	Chirurginė kaukė su ypatingu filtru, balta	20/200



Kodas	Aprašymas	Gumelės	Raišteliai	Platesnė	Puodelio formos	Nerasojanti	Minkšta	Atspari pūslams	Skydelis	PASK/TRP	Spalva
MEDICININĒS KAUKĒS / STANDARD (II TIPAS)											
4228	Medicininē kaukē, mēlyna	•								50/500	●
4301	Medicininē kaukē, žalia	•								50/600	●
4311	Medicininē kaukē, mēlyna	•								50/600	●
657200	Medicininē kaukē, mēlyna	•								50/600	●
4230	Medicininē kaukē, mēlyna		•							60/600	●
4302	Medicininē kaukē, žalia		•							50/600	●
4312	Medicininē kaukē, mēlyna		•							50/600	●
657000	Medicininē kaukē, mēlyna		•							60/360	●
42280	Medicininē kaukē, mēlyna		•							60/600	●
42290	Medicininē kaukē, žalia		•							60/600	●
4237	Medicininē kaukē, gēlėta		•							60/600	✿
MEDICININĒS KAUKĒS / SPECIAL (II TIPAS)											
4231	Medicininē kaukē, mēlyna		•			•				60/600	●
4238	Medicininē kaukē, žalia		•			•				60/600	●
657100	Medicininē kaukē, mēlyna		•	•						60/360	●
658200	Medicininē kaukē, žalia	•			•					50/500	●
658000	Medicininē kaukē, žalia		•		•					60/600	●
658300	Medicininē kaukē, balta		•		•		•			60/600	○
658010	Medicininē kaukē, žalia		•		•	•				60/600	●
MEDICININĒS KAUKĒS / EXTRA PROTECTION (IIR TIPAS)											
4224	Medicininē kaukē, mēlyna	•				•		•		50/500	●
4315	Medicininē kaukē, mēlyna	•						•		50/600	●
4313	Medicininē kaukē, mēlyna		•					•		50/600	●
658391	Medicininē kaukē, balta		•		•	•	•	•		50/500	○
4234	Medicininē kaukē, mēlyna		•			•		•		50/500	●
4236	Medicininē kaukē, levandų		•			•		•		50/500	●
4291	Medicininē kaukē, mēlyna		•			•		•		50/500	●
4232	Medicininē kaukē, mēlyna		•			•		•	•	50/200	●
4267	Medicininē kaukē, mēlyna	•				•		•	•	50/200	●
MEDICININĒS KAUKĒS / PERSONAL PROTECTION											
42902	Speciali kaukē FFP1, balta									20/200	○
42904	Speciali kaukē FFP2, balta									20/200	○



Užsidėjimo gidas: Medicininė kaukė su kilpomis

- A. Paimkite už kilpų. Išlenkimas nosiai turėtų būti nukreiptas į viršų. Pridėkite kaukę prie veido taip, kad dengtų nosį ir burną.
- B. Užmaukite kilpas už ausų. Patraukite kaukę iš viršaus į apačią, kad pilnai išsiskleistų kaukės klostės ir būtų mažiau sluoksnių, per kuriuos reikia kvėpuoti.
- C. Suformuokite išlenkimą nosies srityje, siekiant sumažinti oro pratekėjimą.
- D. Plaukai ir ausys turi būti uždengti tinkama kepure, siekiant sumažinti dalelių sklaidimą. Jei kyla skysčių pusrslų rizika, naudokite 4 sluoksnių atsparią skysčių pusrslams kaukę su skydeliu.
- E. Keiskite kaukę, kai ji užteršiama ir tarp operacijų.
- F. Utilizuokite kaukę po operacijos.



Užsidėjimo gidas: Medicininė kaukė su raišteliais

- A. Suformukite išlenkimą nosiai. Pridėkite kaukę prie veido taip, kad dengtų nosį ir burną.
- B. Ties viršugalviu stipriai suriškite viršutinius raištelius, siekiant sumažinti oro pratekėjimą.
- C. Stipriai suriškite apatinius raištelius ties kaklu.
- D. Patempkite kaukę už viršaus ir apačios, kad pilnai išsiskleistų klostės ir būtų mažiau sluoksnių, per kuriuos reikia kvėpuoti.
- E. Keiskite kaukę, kai ji užteršiama ir tarp operacijų.
- F. Plaukai ir ausys turi būti uždengti tinkama kepure, siekiant sumažinti dalelių sklaidimą. Jei kyla skysčių pusrslų rizika, naudokite 4 sluoksnių atsparią skysčių pusrslams kaukę su skydeliu ar apsauginius akinius.
- G. Utilizuokite kaukę po operacijos.



Užsidėjimo gidas: Medicininė kaukė su skydeliu

Jei kyla skysčių purslų rizika, visada dėvėkite 4 sluoksnių skysčių purslams atsparią kaukę su skydeliu arba 4 sluoksnių skysčių purslams atsparią kaukę kartu su apsauginiais akiniais.

- A. Prieš užsidėdami kaukę, sulenkite skydelį ties kraštais, siekiant tinkamos apsaugos nuo purslų iš šonų, kurie gali patekti į akis.
- B. Suformuokite išlenkimą nosies srityje.
- C. Patempkite kaukę už viršaus ir apačios, kad pilnai išsiskleistų klostės.
- D. Pridėkite kaukę prie veido taip, kad dengtų nosį ir burną.
- E. Ties viršugalviu stipriai suriškite viršutinius raištelius, siekiant sumažinti oro pratekėjimą.
- F. Stipriai suriškite apatinius raištelius ties kaklu.
- G. Visada pilnai išskleiskite kaukę, kad būtų mažiau sluoksnių, per kuriuos reikia kvėpuoti.
- H. Keiskite kaukę, kai ji užteršiama ir tarp operacijų.
- I. Utilizuokite kaukę po operacijos.



Švarkai

Extra comfort

Unisoft® medžiaga suteikia didesnę komfortą ir minkštumą. Terminis komfortas su ilgomis rankovėmis. Patogios kišenės ir dydžiai nuo S iki XXL.



Švarkai

Extra comfort

Unisoft® medžiaga suteikia didesnę komfortą ir minkštumą. Terminis komfortas su pusilgėmis rankovėmis, pritaikytomis rankų dezinfekcijai. Patogios kišenės ir dydžiai nuo S iki XXL.



Švaraus oro kostiumai

Sukurta funkcionalumui su keletu didelių kišenių ir sugeriančiu minkštu vidiniu sluoksniu didesniai komfortui. Galimi dydžiai nuo XS iki XXXL.

Padedą užtikrinti itin švarų orą^{2,5,6,7} ir reikšmingai sumažina KfV ir dalelių kiekį ore². Tai ypatingai svarbu ortopedijos, implantavimo ir pediatrijos chirurgijoje.



Personalo apranga su rankogaliais

Extra comfort

Unisoft® medžiaga suteikia didesnę komfortą ir minkštumą, modernus dizainas ir ergonomiškos kišenės. Dydžiai nuo XS iki XL, marškinėliai ir kelnės supakuoti atskirai patogesniai individualiam dydžių pasirinkimui. Su rankogaliais, marškinėlių ir kelnų elastingomis juostomis.



Personalo apranga

Extra comfort

Unisoft® medžiaga suteikia didesnę komfortą ir minkštumą, modernus dizainas ir ergonomiškos kišenės.

Dydžiai nuo XS iki XXXXL, marškinėliai ir kelnės supakuoti atskirai patogesniai individualiam dydžių pasirinkimui.



Personalo apranga

Basic

Pagaminta iš patogios neaustinės medžiagos ir unisex dizaino.

Galimi šeši dydžiai nuo XS iki XXL. Žirklių ir rašiklio laikikliai vienoje iš trijų kišenių.



„Mūsų chirurgijos personalui labai patiko Mölnlycke vienkartinė apranga.“

Prof. Dr. Jürgen Beck, Medicinos direktoriaus pavaduotojas,
Inselspital, Bernas, Šveicarija

Pasirinkimas yra aiškus

Atlikti viską patogiau, geriau ir efektyviau

Renkantis personalo aprangą, procesas turėtų būti lengvas ir vientisas – nuo kaštų kontrolės iki tiekimo reikiamu laiku. Siekiame užtikrinti saugumą bei efektyvumą ir taip pat palengvinti procesus jums.

„Mūsų atliktas tyrimas atskleidė, kad vienkartinė apranga buvo įvertinta geriau nei daugkartinė apranga.“

Tyrimo rezultatai darė įtaką vienkartinės aprangos pasirinkimui.“

Ekonominis efektyvumas

Protinga investicija. Galima atsisakyti brangaus skalbimo proceso. Nereikia mokėti už aprangos taisymą. Visiškas skaidrumas – jokių paslėptų kaštų.

Tiekimas laiku

Dėl patikimo tiekimo jūsų personalas visada turės reikiamą vienkartinę aprangą. Visada naują ir švarią, paruoštą naudojimui. Dėl patikimo tiekimo jūs išvengiate priklausomumo nuo skalbyklos pajėgumų.

Aukšta kokybė


Mölnlycke® BARRIER® vienkartinė personalo apranga yra medicinos pagalbos priemonės su CE žyma, gaminama iš mažo pūkavimosi medžiagos kontroliuojamoje švarioje aplinkoje. Saugus gamybos ir pakavimo procesas užtikrina patikimą apsaugą bet kuriuo metu.

Aplinka


Gyvavimo ciklo vertinimas parodė, kad BARRIER® vienkartinė personalo apranga turi mažesnę poveikį aplinkai nei daugkartinė apranga dėl CO₂ emisijų ir eutrofikacijos¹⁹.

**Mūsų tikslas – padėti jums išvengti rūpesčių dėl personalo aprangos.
Taip, tai ambicinga – bet įrodo mūsų įsipareigojimą jums ir svarbių sprendimų kūrimui.**


MARŠKINĖLIAI, ŽALI BASIC

	Kodas	Dydis	PASK/TRP
	839105	XS	-/45
	839109	S	-/45
	839209	M	-/45
	839309	L	-/45
	839409	XL	-/45
	839459	XXL	-/30


KELNĖS, ŽALIOS BASIC

	Kodas	Dydis	PASK/TRP
	839505	XS	-/45
	839509	S	-/45
	839609	M	-/45
	839709	L	-/45
	839809	XL	-/45
	839859	XXL	-/30


MARŠKINĖLIAI IR KELNĖS, MĖLYNI BASIC

	Kodas	Dydis	PASK/TRP
	836009	XS	-/50
	836109	S	-/45
	836209	M	-/45
	836309	L	-/45
	836409	XL	-/45
	836509	XXL	-/35


MARŠKINĖLIAI IR KELNĖS, VIOLETINIAI BASIC

	Kodas	Dydis	PASK/TRP
	832009	XS	-/50
	832109	S	-/45
	832209	M	-/45
	832309	L	-/45
	832409	XL	-/45
	832509	XXL	-/35


MARŠKINĖLIAI, MĖLYNI EXTRA COMFORT

	Kodas	Dydis	PASK/TRP
	21600	XS	-/48
	21610	S	-/48
	21620	M	-/48
	21630	L	-/48
	21640	XL	-/48
	21650	XXL	-/48
	21660	XXXL	-/48
	21670	XXXXL	-/48


KELNĖS, MĖLYNOS EXTRA COMFORT

	Kodas	Dydis	PASK/TRP
	21700	XS	-/48
	21710	S	-/48
	21720	M	-/48
	21730	L	-/48
	21740	XL	-/48
	21750	XXL	-/48
	21760	XXXL	-/48
	21770	XXXXL	-/48

MARŠKINĖLIAI, ŽALI EXTRA COMFORT

	Kodas	Dydis	PASK/TRP
	18600	XS	-/48
	18610	S	-/48
	18620	M	-/48
	18630	L	-/48
	18640	XL	-/48
	18650	XXL	-/48
	18660	XXXL	-/48
	18670	XXXXL	-/48

KELNĖS, ŽALIOS EXTRA COMFORT

	Kodas	Dydis	PASK/TRP
	18700	XS	-/48
	18710	S	-/48
	18720	M	-/48
	18730	L	-/48
	18740	XL	-/48
	18750	XXL	-/48
	18760	XXXL	-/48
	18770	XXXXL	-/48

MARŠKINĖLIAI, VIOLETINIAI

EXTRA COMFORT



Kodas	Dydis	PASK/TRP
24600	XS	-/48
24610	S	-/48
24620	M	-/48
24630	L	-/48
24640	XL	-/48
24650	XXL	-/48
24660	XXXL	-/48
24670	XXXXL	-/48

KELNĖS, VIOLETINĖS

EXTRA COMFORT



Kodas	Dydis	PASK/TRP
24700	XS	-/48
24710	S	-/48
24720	M	-/48
24730	L	-/48
24740	XL	-/48
24750	XXL	-/48
24760	XXXL	-/48
24770	XXXXL	-/48

MARŠKINĖLIAI SU MEDVILNINIAIS ATRAITAIS, ŽALI

EXTRA COMFORT



Kodas	Dydis	PASK/TRP
22600	XS	-/48
22610	S	-/48
22620	M	-/48
22630	L	-/48
22640	XL	-/48

KELNĖS SU MEDVILNINIAIS ATRAITAIS, ŽALIOS

EXTRA COMFORT



Kodas	Dydis	PASK/TRP
22700	XS	-/48
22710	S	-/48
22720	M	-/48
22730	L	-/48
22740	XL	-/48



BARRIER® švaraus oro kostiumai

Į pacientų apsaugą žiūrime rimtai – visada siekiame geriausių įmanomų rezultatų. Nepaisant to, tikėtina, jog vienam iš 20 pacientų bus nustatyta chirurginės žaizdos infekcija, sukianti traumą ir nebūtiną skausmą pacientams, JAV kainuojanti daugiau negu 12 mlrd. USD kiekvienais metais²⁵.

Labai svarbu vengti chirurginės žaizdos infekcijų. Pavyzdžiui, tai gali reikšti, jog pacientas praleis 6 mėnesius laikydamasis lovos režimo su giliųjų audinių infekcija, bus naudojami resursai, kurie galėtų būti skirti kitų pacientų gydymui. Ši rizika gali

būti reikšmingai sumažinta. 80% bakterijų į žaizdą patenka per orą²⁷. Rasti būdus sumažinti ore esančių bakterijų kiekį operacinėje yra svarbiausias chirurginių žaizdų infekcijų prevencijos veiksnys²⁸. Tai ypač svarbu atliekant ortopedines, implantų ir vaikų chirurgines intervencijas. Galbūt jūs investavote į laminarus, bet vien to gali būti negana²⁰.

Pirmenybė teikiama švaraus oro kostiumams

Ypatingai švarus oras yra užtikrinamas derinant įvairius veiksnius.

Personalo paranga yra vienas iš jų. Iš tikrųjų, švaraus oro kostiumai turėtų būti naudojami net esant laminarams. Prižastis aiški – vienas iš pagrindinių ore sklindančių mikroorganizmų šaltinių yra žmonės, esantys operacinėje (pacientai ir personalas)²⁹.

Švaraus oro kostiumai sumažina personalo sukeltą užterštumą bei padeda palaikyti ypatingai švarią aplinką¹⁹.





KODĖL VERTA RINKTIS BARRIER® ŠVARAUS ORO KOSTIUMUS?

- Mažai K.F.V./m³¹⁹
- Didelis apsaugos efektyvumas¹⁴
- Pirmenybė teikiama BARRIER švaraus oro kostiumams¹⁴

ŠVARAUS ORO KOSTIUMO MARŠKINĖLIAI SU PATOGIU SLUOKSNIU, APTEMPTAIS RANKOGALIAIS IR JUOSMENIU, MĒLYNI



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
842000	Švaraus oro kostiumo marškinėliai, dydis XS	-/28
842100	Švaraus oro kostiumo marškinėliai, dydis S	-/26
842200	Švaraus oro kostiumo marškinėliai, dydis M	-/22
842300	Švaraus oro kostiumo marškinėliai, dydis L	-/20
842400	Švaraus oro kostiumo marškinėliai, dydis XL	-/18
842500	Švaraus oro kostiumo marškinėliai, dydis XXL	-/18
842600	Švaraus oro kostiumo marškinėliai, dydis XXXL	-/16

ŠVARAUS ORO KOSTIUMO KELNĖS SU RAIŠTELIAIS, PATOGIU SLUOKSNIU IR APTEMPTAIS KOJŪGALIAIS, MĒLYNI



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
843000	Švaraus oro kostiumo kelnės, dydis XS	-/28
843100	Švaraus oro kostiumo kelnės, dydis S	-/26
843200	Švaraus oro kostiumo kelnės, dydis M	-/22
843300	Švaraus oro kostiumo kelnės, dydis L	-/20
843400	Švaraus oro kostiumo kelnės, dydis XL	-/18
843500	Švaraus oro kostiumo kelnės, dydis XXL	-/18
843600	Švaraus oro kostiumo kelnės, dydis XXXL	-/16

ŠVARKAI SU PUSRANKOVĖMIS, ŽALI



Kodas	Dydis	PASK/TRP
18300	S	-/48
18310	M	-/48
18320	L	-/48
18330	XL	-/48
18340	XXL	-/48

ŠVARKAI SU PUSRANKOVĖMIS, VIOLETINIAI




Kodas	Dydis	PASK/TRP
22300	S	-/48
22310	M	-/48
22320	L	-/48
22330	XL	-/48
22340	XXL	-/48

ŠVARKAI SU PUSRANKOVĖMIS, BALTI



Kodas	Dydis	PASK/TRP
25300	S	-/48
25310	M	-/48
25320	L	-/48
25330	XL	-/48
25340	XXL	-/48

ŠVARKAI ILGOMIS RANKOVĖMIS IR ILGU JUOSMENIU, ŽALI



Kodas	Dydis	PASK/TRP
18200	S	-/48
18210	M	-/48
18220	L	-/48
18230	XL	-/48
18240	XXL	-/48
18250	XXXL	-/48

ŠVARKAI ILGOMIS RANKOVĖMIS, ŽALI




Kodas	Dydis	PASK/TRP
18001	S	-/48
18010	M	-/48
18020	L	-/48
18030	XL	-/48
18040	XXL	-/48
18050	XXXL	-/48

ŠVARKAI ILGOMIS RANKOVĖMIS, MĚLYNI



Kodas	Dydis	PASK/TRP
28000	S	-/48
28010	M	-/48
28020	L	-/48
28030	XL	-/48
28040	XXL	-/48
28050	XXXL	-/48

ŠVARKAI ILGOMIS RANKOVĖMIS, VIOLETINIAI



Kodas	Dydis	PASK/TRP
24000	S	-/48
24010	M	-/48
24020	L	-/48
24030	XL	-/48
24040	XXL	-/48
24050	XXXL	-/48

PACIENTO APRANGA



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
616550	Paciento marškiniai be rankovių, vienas dydis, mėlyni	10/120
616560	Paciento marškiniai trumpomis rankovėmis, vienas dydis, mėlyni	10/120

BARRIER® EASYWARM® AUTONOMIŠKAI ŠILDANTIS APKLOTAS




Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
629900	Autonomiškai šildantis apklotas 92x152cm	-/10

BARRIER® EASYWARM® AUTONOMIŠKAI ŠILDANTIS APKLOTAS



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
629910	Autonomiškai šildantis apklotas 110/150x200cm Galimybė perskirti į dvi dalis viršutinės ir apatinės kūno dalies uždengimui	-/7

VIENTARTINIS NEAUSTINĖS MEDŽIAGOS APKLOTAS



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
629998	Vientartinis neaustinės medžiagos apklotas, 130x95cm, baltas	-/40
629999	Vientartinis neaustinės medžiagos apklotas, 130x190cm, baltas	-/20

ŠILDANČIOS KELNĖS PACIENTUI, BALTOS



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
629993	Šildančios kelnės pacientui, baltos	-/74

APSAUGINIAI CHALATAI



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
1901	L, geltonas	-/50
1902	L, mėlynas	-/50
1903	L, žalias	-/50
1904	L, baltas	-/50
1905	L, tamsiai mėlynas	-/50
1921	XL, geltonas	-/50
1922	XL, mėlynas	-/50
1923	XL, žalias	-/50
1924	XL, baltas	-/50
1925	XL, tamsiai mėlynas	-/50

APSAUGINIAI CHALATAI SU RANKOGALIAIS



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
19055	Apsauginis chalatas su rankogaliais, L	-/50
19255	Apsauginis chalatas su rankogaliais, XL	-/45

STERILŪS APSAUGINIAI CHALATAI



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
616641	Apsauginis chalatas su rankogaliais L, tamsiai mėlynas, 1 popierinė servetėlė	28/56
616650	Apsauginis chalatas su rankogaliais L, tamsiai mėlynas	26/52

NEPRALAIDŪS APSAUGINIAI CHALATAI



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
1931	Nepralaidus apsauginis chalatas su rankogaliais L, geltonas	-/50
1932	Nepralaidus apsauginis chalatas su rankogaliais L, mėlynas	-/50
1933	Nepralaidus apsauginis chalatas su rankogaliais XL, geltonas	-/40
1934	Nepralaidus apsauginis chalatas su rankogaliais XL, mėlynas	-/40

APSAUGINĖS PRIJUOSTĖS



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
613350	Apsauginė prijuostė 140x81cm, plastikinė	100/500

APSAUGINĖS PRIJUOSTĖS



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
613000	Apsauginė prijuostė 115x75cm, 2 sl. laminatas	-/200
613100	Apsauginė prijuostė 145x75cm, 2 sl. laminatas	-/150

BATŲ APDANGALAI



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
359000	Batų apdangalai, plastikiniai, mėlyni	100/1000

BATŲ APDANGALAI



Kodas	Aprašymas	PASK/TRP
359010	Batų apdangalai, neaustinės medžiagos, balti	-/400

'Neskaitant smegenų, rankos yra svarbiausias mano kūno įrankis. Be jų negaliu daryti nieko. Jos paverčia mano mintis veiksmais.'

Yasser Abdalla, neurochirurgas



Biogel® pirštinės

Biogel® yra pasaulyje lyderiaujantis aukštos kokybės techniškai pažangių chirurginių pirštinių, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, prekinis ženklas. Tai taip pat prekinis ženklas, atspindintis vieną iš svarbiausių laimėjimų chirurginių pirštinių istorijoje – unikalus Biogel® vidinis polimerinis sluoksnis buvo pirmasis, užtikrinęs lengvą drėgną pirštinių užsidėjimą. Biogel® latekso ir sintetinės skirtingos tekstūros bei

jautrumo chirurginės pirštinės ir toliau nustato aukščiausią apsaugos standartą, suteikiant galimybę pasirinkti labiausiai jūsų asmeniniam komfortui ir apsaugai tinkantį variantą. Biogel® pirštinės atitinka geriausią priimtina kokybės lygį (AQL) rinkoje, užtikrinant apsaugą nuo pradūrimų ir kraujo kelių plintančių patogenų, tokių kaip ŽIV ir hepatito virusų, tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros specialistams. Biogel® yra chirur-

ginių pirštinių prekinis ženklas su 100% asortimentu be pirogenų, sumažinančių sudirginimo riziką, karštį ir uždegimą, dėl to sumažėja pooperacinių intervencijų poreikis. Biogel® taip pat yra chirurginių pirštinių be talko asortimento prekinis ženklas. Gaminamos ir pakuojamos įrenginių be talko, šios pirštinės gali būti naudojamos visose chirurginėse intervencijose, nesukeliant pudros kontaminacijos rizikos.

Biogel® pirštinės nustato apsaugos standartą

Unikali Biogel® danga

Biogel® pirštinių unikali danga suteikia geresnio užsidėjimo galimybę, netgi drėgnomis rankomis. Danga pasižymi hidrofilinėmis savybėmis, dėl kurių pirštinės priglunda prie rankų kaip „antra oda“. Biogel® danga suminkština rankas ir padeda apsaugoti nuo drėgmės praradimo²⁶.

Biogel® kokybė

Kiekviena Biogel pirštinė yra testuojama oro infliacija ir vizualiai patikrinama dėl kokybės ir vartotojo pasitikėjimo. Biogel turi aukščiausią AQL apsaugą nuo pradūrimo 0.65, kuri yra žymiai aukštesnė už standarto reikalavimą 1.5²⁷.

Biogel® chirurginės latekso pirštinės be talko

Kadangi pudruotos pirštinės ore paskleidžia daugiau latekso proteinų nei bet koks kitas medicininis produktas, visos Biogel® pirštinės yra be talko, siekiant sumažinti jautrumo lateksui riziką. Talkas taip pat žinomas kaip potencialus pooperacinių komplikacijų sukėlė-



jas pacientams ir odos dermatito – sveikatos priežiūros darbuotojams. Mes esame vienintelis gamintojas, siūlantis išskirtinai tik be talko, mažai proteinų ir likusių cheminių medžiagų turinčių pirštinių asortimentą^{28,29}.

Biogel® sintetinės chirurginės pirštinės

Nors natūralaus kaučiuko lateksas yra aukso standartas, užtikrinant nepralengiamą apsaugos barjerą, susirūpinimas dėl sveikatos priežiūros darbuotojų ir pacientų alergijos lateksui lėmė daugelio įstaigų sintetinių pirštinių pasirinkimą. Sintetinės chirurginės pirštinės gali būti brangesnės už latekso, tačiau svarbu atkreipti dėmesį taip pat ir į papildomus kaštus, gydant latekso sukeltas alergijas.

Šiandien sintetinių chirurginių pirštinių sprendimai suteikia apsaugos barjero savybes ir komfortą panašų į latekso pirštinių. Biogel® sintetinių chirurginių pirštinių asortimentas sudarytas iš polichlorpreno medžiagų, taip pat iš polisopreno, kuris turi panašią molekulinę struktūrą į kaučiuko.

Biogel® indikatorinė sistema

Pirštinių pradūrimai gali turėti rimtų pasekmių šiandieninėje sveikatos apsaugos aplinkoje. Medicinos profesionalams ekspozicijos krauju atveju kyla rizika užsikrėsti krauju keliu plintančiais virusais. Amerikos chirurgų kolegija patvirtino, kad dvigubų pirštinių naudojimas užsikrėtimų atvejų skaičių

reikšmingai sumažina³¹. Paprastai, kai 92% pradūrimų lieka chirurgų nepastebėti, Biogel® dvigubų pirštinių indikatorinė sistema leidžia pastebėti iki 97% visų pradūrimų³².


Biogel produktų linija siūlo skirtingas pradūrimų indikatorines sistemas, kurios pasižymi patentuota spalvos indikacijos technologija, kuri įspėja apie pradūrimus, kontakto su skysčiu metu. Todėl Biogel® yra pranašesnis dvigubų pirštinių sprendimas ir efektyvi rizikos mažinimo strategija. Biogel® dvigubų pirštinių indikatorinė sistema galima su latekso ir ne latekso pirštinėmis.

Kaip veikia Biogel® indikatorinė sistema

- Dėvimos dvi pirštinės: Biogel® indikatorinė apatinė pirštinė (žalia latekso, mėlyna – ne latekso) ir viršutinė Biogel® pirštinė.
- Jei pradūriama viršutinė pirštinė ir skystis prasiskverbia tarp pirštinių, tamsi dėmė įspėja dėvintįjį apie pradūrimą.

Neleiskite pradūrimams likti nepastebėtiems. Biogel dvigubų pirštinių pradūrimų indikatorinė sistema įspėja su matomu įrodymu apie perforaciją, tik tam įvykus.

Mūsų unikali dūrio indikacijos sistema



Aiški, greita ir gerai pastebima apsauga

Mes siekiame, jog pradurtą pirštinę pastebėtumėte iš karto. Greitai ją pakeitus nauja, sumažinama infekcijų rizika ir išlaikoma paciento apsauga.

Biogel® indikatorinė sistema yra sukurta specifiškai kontrastui su krauju, todėl pradurta pirštinė pastebima greičiau ir aiškiau.

Jei išorinė pirštinė pažeidžiama, skysčiai patenka į tarpą tarp dviejų pirštinių, taip sukuriama tamsi sustiprinta zona, kuri greitai padidėja ir įspėja vartotoją apie pradūrimą.

Aiški

Vidinės pirštinės spalva parenkama pagal spalvų fiziką, maksimaliai padidinant žmogaus akies jautrumą³².

Greita

Pirštinės yra sukurtos taip, kad kuo greičiau būtų galima pamatyti pradūrimą ir užtikrinti, kad jo sritis greitai plėstųsi³².

Didelė

Biogel® pradūrimo indikacija yra didelė ir matoma iš tolo³².

*'Sveikatos priežiūros specialistams,
kurie nedėvi dvigubų pirštinių, sakau
„Mūvėkite!“ Tai toks paprastas būdas
apsaugoti save ir pacientus.'*

Julie Karlsson, slaugė



Kaip galime Jums padėti?

Mūsų chirurgijos produktų pardavimų specialistai padeda jums suprasti dvigubų pirštinių dėvėjimo svarbą ir įsivesti jų naudojimą operacinėse. Dirbsime su jumis, siekdami suderinti teisingas medžiagas, funkcijas ir dydžius, tiksliai atitinkančius jūsų komandos poreikius.

Mes padedame jums ruošdami analizes ir edukacines programas. Taip pat padedame šviesdami svarbiomis sveikatos apsaugos temomis, tokiomis kaip infekcijų prevencija, rekomenduojamos praktikos ir teisingas chirurginių pirštinių naudojimas. Mūsų komanda gali padėti jums pagerinti operacinės efektyvumą ir saugumą, suteikdama žinias apie teisingą pirštinių naudojimą, jų standartizavimą ir jų svarbos supratimą.

'Tai paprasta. Dvigubos pirštinės užtikrina personalo, paciento ir visos ligoninės saugumą. Kaina neturėtų lemti šio pasirinkimo.'

Julie Karlsson, slaugė

**Dūrio indikacinė sistema.
Aiški. Greita. Didelė.**



Biogel Eclipse®

751


Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
75155	Biogel Eclipse	5.5	50/200
75160	Biogel Eclipse	6.0	50/200
75165	Biogel Eclipse	6.5	50/200
75170	Biogel Eclipse	7.0	50/200
75175	Biogel Eclipse	7.5	50/200
75180	Biogel Eclipse	8.0	50/200
75185	Biogel Eclipse	8.5	50/200
75190	Biogel Eclipse	9.0	40/160

Biogel Eclipse® yra natūralaus kaučiuko latekso pirštinės, rekomenduojamos visoms chirurginėms procedūroms. Biogel Eclipse® pirštinės gali būti naudojamos vienos arba kaip pakaitinės pirštinės, siekiant išlaikyti spalvinės indikacijos tikslumą, kai išorinė pirštinė Biogel Eclipse® Indicator® System (REF 607) imersinėje sistemoje yra praduriama. 30% švelnesnės už Biogel® Surgeons, todėl patogesnės dėvinčiamam negu dauguma natūralaus kaučiuko latekso pirštinės ir išlaiko stiprumą bei elastingumą, kurio tikėtis iš natūralaus kaučiuko latekso pirštinių.

Biogel Eclipse® indikatorinė sistema

607


Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
60755	Biogel Eclipse indikatorinė sistema	5.5	25x2/100
60760	Biogel Eclipse indikatorinė sistema	6.0	25x2/100
60765	Biogel Eclipse indikatorinė sistema	6.5	25x2/100
60770	Biogel Eclipse indikatorinė sistema	7.0	25x2/100
60775	Biogel Eclipse indikatorinė sistema	7.5	25x2/100
60780	Biogel Eclipse indikatorinė sistema	8.0	25x2/100
60785	Biogel Eclipse indikatorinė sistema	8.5	25x2/100

Rekomenduojamos visoms chirurginėms procedūroms. The Biogel Eclipse® indikatorinė sistema sukurta užtikrinti aiškiausių ir greičiausių dūrio indikaciją, mūvint dvigubas pirštines. Naudokite Biogel Eclipse® (REF 751) pirštines kaip pakaitines, siekiant išlaikyti spalvinės indikacijos tikslumą, kai išorinė pirštinė Biogel PI Indicator® System imersinėje sistemoje yra praduriama. 30% švelnesnės už Biogel® Surgeon. Vidinė pirštinė imersinėje sistemoje yra žalios spalvos, dėl to įvykus pradūrimui, jis pastebimas iš karto, o glotnus paviršius yra specialiai sukurtas greitam naujos išorinės pirštinės užmovimui.

Biogel® Surgeons

822


Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
82255	Biogel Surgeons	5.5	50/200
82260	Biogel Surgeons	6.0	50/200
82265	Biogel Surgeons	6.5	50/200
82270	Biogel Surgeons	7.0	50/200
82275	Biogel Surgeons	7.5	50/200
82280	Biogel Surgeons	8.0	50/200
82285	Biogel Surgeons	8.5	50/200
82290	Biogel Surgeons	9.0	40/160

Rekomenduojama visoms chirurginėms procedūroms ir kitoms sritims, nesant specialiems reikalavimams.

Sterilios, natūralaus kaučiuko latekso pirštinės be pudros užtikrintai apsaugai bendrosios chirurgijos procedūrose.

Biogel® Surgeons

961


Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
96155	Biogel Surgeon	5.5	50/200
96160	Biogel Surgeon	6.0	50/200
96165	Biogel Surgeon	6.5	50/200
96170	Biogel Surgeon	7.0	50/200
96175	Biogel Surgeon	7.5	50/200
96180	Biogel Surgeon	8.0	50/200
96185	Biogel Surgeon	8.5	50/200
96190	Biogel Surgeon	9.0	40/160

Rekomenduojama visoms chirurginėms procedūroms ir kitoms sritims, nesant specialiems reikalavimams.

Sterilios, natūralaus kaučiuko latekso pirštinės be pudros užtikrintai apsaugai bendrosios chirurgijos procedūrose.

Biogel® M

823


Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
82355	Biogel M	5.5	50/200
82360	Biogel M	6.0	50/200
82365	Biogel M	6.5	50/200
82370	Biogel M	7.0	50/200
82375	Biogel M	7.5	50/200
82380	Biogel M	8.0	50/200
82385	Biogel M	8.5	50/200
82390	Biogel M	9.0	40/160

Sterilios, natūralaus kaučiuko latekso pirštinės be pudros užtikrintai apsaugai chirurginėse procedūrose.

Biogel® Super-Sensitive

825


Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
82555	Biogel Super-Sensitive	5.5	50/200
82560	Biogel Super-Sensitive	6.0	50/200
82565	Biogel Super-Sensitive	6.5	50/200
82570	Biogel Super-Sensitive	7.0	50/200
82575	Biogel Super-Sensitive	7.5	50/200
82580	Biogel Super-Sensitive	8.0	50/200
82585	Biogel Super-Sensitive	8.5	50/200
82590	Biogel Super-Sensitive	9.0	40/160

Sterilios, natūralaus kaučiuko latekso pirštinės be pudros užtikrintai apsaugai chirurginėse procedūrose.

Biogel® Dental

99990



Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
9999055	Biogel Dental, sterilios	5.5	10/100
9999060	Biogel Dental, sterilios	6.0	10/100
9999065	Biogel Dental, sterilios	6.5	10/100
9999070	Biogel Dental, sterilios	7.0	10/100
9999075	Biogel Dental, sterilios	7.5	10/100
9999080	Biogel Dental, sterilios	8.0	10/100
9999085	Biogel Dental, sterilios	8.5	10/100
9999090	Biogel Dental, sterilios	9.0	10/100

Biogel® Dental

56



Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
5636	Biogel Dental	5.5	25/150
5637	Biogel Dental	6.0	25/150
5638	Biogel Dental	6.5	25/150
5639	Biogel Dental	7.0	25/150
5640	Biogel Dental	7.5	25/150
5641	Biogel Dental	8.0	25/150
5642	Biogel Dental	8.5	25/150
5643	Biogel Dental	9.0	25/150

Sterilios, natūralaus kaučiuko latekso pirštinės, be pudros, rekomenduojamos visoms chirurginėms odontologinėms procedūroms.

Nesterilios, natūralaus kaučiuko latekso pirštinės, be pudros, rekomenduojamos visoms klinikinėms odontologinėms procedūroms.

Biogel® Diagnostic

56



Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
5653	Biogel Diagnostic	5.5	25/150
5654	Biogel Diagnostic	6.0	25/150
5655	Biogel Diagnostic	6.5	25/150
5656	Biogel Diagnostic	7.0	25/150
5657	Biogel Diagnostic	7.5	25/150
5658	Biogel Diagnostic	8.0	25/150
5659	Biogel Diagnostic	8.5	25/150
5660	Biogel Diagnostic	9.0	25/150

Nesterilios, natūralaus kaučiuko latekso pirštinės, be pudros, rekomenduojamos visoms klinikinėms procedūroms.

Biogel® PI Micro

485



Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
48555	Biogel PI Micro	5.5	50/200
48560	Biogel PI Micro	6.0	50/200
48565	Biogel PI Micro	6.5	50/200
48570	Biogel PI Micro	7.0	50/200
48575	Biogel PI Micro	7.5	50/200
48580	Biogel PI Micro	8.0	50/200
48585	Biogel PI Micro	8.5	50/200
48590	Biogel PI Micro	9.0	40/160

Sterilios, sintetinės poliizopreno pirštinės be pudros, rekomenduojamos visoms chirurginėms procedūroms, esant alergijai natūraliam kaučiuko lateksui (I tipas) pacientui ar klinicistui arba esant padidinto lytėjimo jautrumo poreikiui. Biogel® PI Micro pirštinės gali būti naudojamos vienos arba kaip pakaitinės pirštinės, siekiant išlaikyti spalvinės indikacijos tikslumą, kai išorinė pirštinė Biogel PI Indicator® System (REF483) imersinėje sistemoje yra praduriama. Šios pirštinės yra 20% plonesnės už Biogel PI UltraTouch pirštinės.

Biogel® PI UltraTouch®

409



Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
40955	Biogel PI UltraTouch	5.5	50/200
40960	Biogel PI UltraTouch	6.0	50/200
40965	Biogel PI UltraTouch	6.5	50/200
40970	Biogel PI UltraTouch	7.0	50/200
40975	Biogel PI UltraTouch	7.5	50/200
40980	Biogel PI UltraTouch	8.0	50/200
40985	Biogel PI UltraTouch	8.5	50/200
40990	Biogel PI UltraTouch	9.0	40/160

Sterilios, sintetinės poliizopreno pirštinės be pudros, rekomenduojamos visoms chirurginėms procedūroms, esant alergijai natūralaus kaučiuko lateksui (I tipas) pacientui ar klinicistui. Biogel® PI UltraTouch® pirštinės gali būti naudojamos vienos arba kaip pakaitinės pirštinės siekiant išlaikyti spalvinės indikacijos tikslumą, kai išorinė pirštinė Biogel PI Indicator® System (REF414) imersinėje sistemoje yra praduriama.

Biogel® Skinsense®

509



Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
50955	Biogel Skinsense	5.5	50/200
50960	Biogel Skinsense	6.0	50/200
50965	Biogel Skinsense	6.5	50/200
50970	Biogel Skinsense	7.0	50/200
50975	Biogel Skinsense	7.5	50/200
50980	Biogel Skinsense	8.0	50/200
50985	Biogel Skinsense	8.5	50/200
50990	Biogel Skinsense	9.0	40/160

Sterilios, sintetinės polichloropreno pirštinės be pudros. Rekomenduojamos visoms chirurginėms procedūroms, esant alergijai natūraliam kaučiuko lateksui (I tipas) pacientui ar klinicistams. Esant ilgesnėms operacijoms rekomenduojama naudoti Biogel® Skinsense® ir Biogel® Skinsense® Indicator® pirštinės. Jos gali būti naudojamos vienos arba kaip pakaitinės pirštinės siekiant išlaikyti spalvinės indikacijos tikslumą, kai išorinė pirštinė Biogel® Skinsense® Indicator® System imersinėje sistemoje yra praduriama.

Biogel® PI Micro indikatorinė sistema

483



Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
48355	Biogel PI Micro Indicator	5.5	25x2/100
48360	Biogel PI Micro Indicator	6.0	25x2/100
48365	Biogel PI Micro Indicator	6.5	25x2/100
48370	Biogel PI Micro Indicator	7.0	25x2/100
48375	Biogel PI Micro Indicator	7.5	25x2/100
48380	Biogel PI Micro Indicator	8.0	25x2/100
48385	Biogel PI Micro Indicator	8.5	25x2/100

Sterilios, sintetinės poliizopreno pirštinės be pudros, rekomenduojamos visoms chirurginėms procedūroms ir operacijoms, esant alergijai natūraliam kaučiuko lateksui (I tipas) pacientui ar klinicistui arba esant padidinto lytėjimo jautrumo poreikiui. Naudokite Biogel® PI Micro (REF 485) pirštinės kaip pakaitines, siekiant išlaikyti spalvinės indikacijos tikslumą, kai išorinė pirštinė Biogel PI Indicator® System imersinėje sistemoje yra praduriama. Šios pirštinės yra 20% plonesnės už Biogel PI Indicator pirštinės. Vidinė pirštinė imersinėje sistemoje yra mėlynos spalvos, dėl to įvykus pradūrimui, jis pastebimas iš karto, o glotnus paviršius yra specialiai sukurtas greitam naujos išorinės pirštinės užmovimui.

Biogel® PI indikatorinė sistema

414



Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
41455	Biogel PI Indicator	5.5	25x2/100
41460	Biogel PI Indicator	6.0	25x2/100
41465	Biogel PI Indicator	6.5	25x2/100
41470	Biogel PI Indicator	7.0	25x2/100
41475	Biogel PI Indicator	7.5	25x2/100
41480	Biogel PI Indicator	8.0	25x2/100
41485	Biogel PI Indicator	8.5	25x2/100

Sterilios, sintetinės poliizopreno pirštinės be pudros, rekomenduojamos visoms chirurginėms procedūroms ar operacijoms, esant alergijai natūralaus kaučiuko lateksui (I tipas) pacientui ar klinicistui. Naudokite Biogel® PI UltraTouch® pirštinės kaip pakaitines pirštinės, siekiant išlaikyti spalvinės indikacijos tikslumą, kai išorinė pirštinė Biogel PI Indicator® System (REF409) imersinėje sistemoje yra praduriama. Vidinė pirštinė imersinėje sistemoje yra mėlynos spalvos, dėl to įvykus pradūrimui, jis pastebimas iš karto, o glotnus paviršius yra specialiai sukurtas greitam naujos išorinės pirštinės užmovimui.

Biogel® Skinsense® indikatorinė sistema

288



Kodas, sterilus	Aprašymas	Dydis	PASK/TRP
28855	Biogel Skinsense Indicator	5.5	25x2/100
28860	Biogel Skinsense Indicator	6.0	25x2/100
28865	Biogel Skinsense Indicator	6.5	25x2/100
28870	Biogel Skinsense Indicator	7.0	25x2/100
28875	Biogel Skinsense Indicator	7.5	25x2/100
28880	Biogel Skinsense Indicator	8.0	25x2/100
28885	Biogel Skinsense Indicator	8.5	25x2/100

Sterilios, sintetinės polichloropreno pirštinės be pudros. Rekomenduojamos visoms chirurginėms procedūroms, esant alergijai natūraliam kaučiuko lateksui (I tipas) pacientui ar klinicistams. Esant ilgesnėms operacijoms rekomenduojama naudoti Biogel® Skinsense® Indicator® pirštinės. Naudokite Biogel® Skinsense® (REF 509) kaip pakaitines pirštinės, siekiant išlaikyti spalvinės indikacijos tikslumą, kai išorinė pirštinė Biogel® Skinsense® Indicator® System imersinėje sistemoje yra praduriama. Vidinė pirštinė imersinėje sistemoje yra mėlynos spalvos, dėl to įvykus pradūrimui, jis pastebimas iš karto, o glotnus paviršius yra specialiai sukurtas greitam naujos išorinės pirštinės užmovimui.

Biogel® NeoDerm®

429



Kodas, Aprašymas sterilus	Dydis	PASK/TRP
42955 Biogel Neoderm	5.5	50/200
42960 Biogel Neoderm	6.0	50/200
42965 Biogel Neoderm	6.5	50/200
42970 Biogel Neoderm	7.0	50/200
42975 Biogel Neoderm	7.5	50/200
42980 Biogel Neoderm	8.0	50/200
42985 Biogel Neoderm	8.5	50/200
42990 Biogel Neoderm	9.0	40/160

Sterilios, sintetinės polichloropreno pirštinės be pudros. Rekomenduojamos visoms chirurginėms procedūroms, esant alergijai natūraliam kaučiuko lateksui ir/ar jautrumui dažnai pasitaikantiems cheminiams katalizatoriams* klinicistams ar pacientams. *Tiuramas, merkaptobenzotiazolis, difeniltiokarbamidas, difenilguanidinas ir ditiokarbamatas.

Viskas, ko reikia Jūsų komandai

Mölnlycke® laparoskopiniai sprendimai

2 BARRIER® personalo apranga

Patogumas ir patikima apsauga

4 Mepilex® Border Post-Op

Lankstus, absorbuojantis, „viskas viename“ pooperacinis tvarstis

1 BARRIER® apklotai

Specializuotų apklotų rinkiniai, atitinkantys poreikius laparoskopinėms procedūroms

3 Biogel® pirštinės

Patikima apsauga ir aukšto lygio komfortas


5 Trokarai, instrumentai ir kiti komponentai

Platus aukšto lygio trokarų ir kitų instrumentų pasirinkimas



Specialiai Jums pritaikyti laparoskopiniai sprendimai

1 BARRIER® apklotai



Kodas	Aprašymas
954226	Laparoskopinis apklotas 200/250x340cm, lipni anga 32x30cm
944206	Litotomijos apklotas 250/200/300x260cm, lipni anga 32x30cm
944201	Litotomijos apklotas su abdo-perinaline anga 250/200/300x260cm, lipni anga



2 BARRIER® personalo apranga

Kodas	Aprašymas
18600-18670*	Marškinėliai Extra Comfort, XS-4XL
18700-18770*	Kelnės Extra Comfort, XS-4XL
680102-680106	Chirurginis chalatas Ultimate, L-2XXL
4231*	Medicininė kaukė
621001*	Chirurginė kepurė, Kosack



3 Biogel® pirštinės

Biogel PI Micro Indikatorinė sistema

Kodas	Dydis	Poros
48355-48385*	5.5-8.5	2x25/dėžėje

*Negali būti įtraukiamas į Mölnlycke procedūrinių rinkinių sudėtį.

4 Mepilex® Border Post-Op

Mepilex Border Post-Op asortimentas (sterilus įpakavimas)



Kodas	Produkto dydis	Pagalvėlės dydis	Absorbcija	PASK/TRP
496100-496300	6x8/9x10/10x15	4x5/5x6/5x10	Vid.-didelė	70-100
496400-496650	10x20/10x25/10x30/10x35	5x15/5x20/5x25/5x30	Didelė	40-120

5 Trokarai, instrumentai ir kiti komponentai



Trokarai

Kodas	Aprašymas	Dydis	Ilgis	PASK/TRP
899300-899305	Dengtas trokaras su ašmenimis	5, 11, 12mm	70-150mm	5
899308-899313, 899336	Plečiamasis trokaras be ašmenų	5, 11, 12, 15mm	70-150mm	5
899314-899315	Optinis trokaras - Pistol Grip	11, 12mm	100mm	5
899316-899319	Optinis trokaras	5, 11, 12mm	70-100mm	5
899320-899323	Universalis trokaro kaniulė	5, 11, 12mm	70-100mm	5
899324-899326	Optinis trokaras	5, 11, 12mm	150mm	5
899306-899307	Hassono trokaras	11, 12mm	100mm	5
899327-899328, 899330-899331	Optinis balionėlio fiksavimo trokaras	5, 11, 12mm	70-150mm	5
899329	Hassono balionėlio fiksavimo	12mm	100mm	5

Nuimamas „EndoRetrieval“ maišelis



Kodas	Aprašymas	Dydis	Maišo dydis	Tūris	PASK/TRP
899102	Nuimamas „EndoRetrieval“ maišelis	10mm	9x14.5cm	250ml	5
899103	Nuimamas „EndoRetrieval“ maišelis	10mm	13x18cm	600ml	5
899112*	Nuimamas „EndoRetrieval“ maišelis	12mm	19x23cm	1150ml	5
899104*	Nuimamas „EndoRetrieval“ maišelis	15mm	19x23cm	1150ml	5

Vienpolis kabliuko formos elektrodas



Kodas	Aprašymas	Dydis	Ilgis	PASK/TRP
899100	Vienpolis kabliuko formos elektrodas	5mm	33cm	10
899101	Vienpolis kabliuko formos elektrodas su laidu	5mm	33cm	10

Vienpolės žirkklės ir instrumentai



Kodas	Aprašymas	Dydis	Ilgis	PASK/TRP
899110	Vienpolio instrumento kabelis 4mm	4mm	3m	40
899111	Vienpolio instrumento kabelis 8mm	8mm	3m	40
899216	Vienpolės žirkklės – Metzenbaum	5mm	33cm	10
899217	Vienpolės žirkklės – Mini Metzenbaum	5mm	33cm	10
899218	Vienpolės žirkklės – Metzenbaum	5mm	45cm	10
899200-899215	Vienpoliai instrumentai	5mm	33cm	10

„Veress“ adata



Kodas	Aprašymas	Ilgis	PASK/TRP
899105	„Veress“ adata	12cm	25
899106	„Veress“ adata	15cm	25

Siurbimo ir irigacijos



Kodas	Aprašymas	Dydis	Ilgis	PASK/TRP
899107	Siurbimo ir irigacijos rinkinys, dviguba adata	5mm	33cm	10
899108	Siurbimo ir irigacijos rinkinys, dviguba adata	5mm	45cm	10
899109	Siurbimo ir irigacijos zondas	10mm	33cm	10

Instrumentai

Jūs ir jūsų komanda siekia efektyvumo ir gerų gydymo rezultatų. Mes galime padėti individualiais laparoskopinių procedūrų sprendimais. Viskas, ko reikia jūsų komandai kiekvienos procedūros metu. Visi aukštos kokybės produktai supakuoti į patogius ir ekonomiškus procedūrinius rinkinius, taupančius laiką ir kaštus.

Nuimamas „EndoRetrieval“ maišelis

- Galima rinktis iš įvairių dydžių, kad būtų galima rasti sprendimus visų audinių ir organų tipams
- Atsiveriančio maišelio dizainas leidžia greitai ir paprastai paimti mėginį
- Patobulintas metalinis žiedo dizainas užtikrina paprastą įdėjimą ir didelį nuolatinį maišelio atidarymą net sudėtingų pavyzdžių surinkimui



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899102	2319458-00	Nuimamas „EndoRetrieval“ maišelis 9 x 14,5cm (tūris 250ml) - 10mm	5/50
899103	2319474-00	Nuimamas „EndoRetrieval“ maišelis 13 x 18cm (tūris 600ml) - 10mm	5/50
899104	2319475-00	Nuimamas „EndoRetrieval“ maišelis 19 x 23cm (tūris 1150ml) - 15mm	5/50
899112	-	Nuimamas „EndoRetrieval“ maišelis 19 x 23cm (tūris 1150ml) - 12mm	5/50

Vienpolis kabliuko formos elektrodas

- Mūsų 5 mm vienpolis kabliuko formos elektrodas leidžia tiksliai kontroliuoti kraujagyslių ir audinių prapjovimą ir krešėjimą
- Patogi vienkartinė priemonė garantuoja sterilumą ir veiksmingą vienpolinę srovę, apsaugant nuo šalutinių audinio nudeginimo
- Lengvas, ergonomiškas rankenos dizainas leidžia tiksliai kontroliuoti prapjovimą



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899100	2319457-00	Vienpolis kabliuko formos elektrodas 5mm / 33cm	10/100
899101	2319501-00	Vienpolis kabliuko formos elektrodas su laidu 5mm / 33cm	10/100



Vienpolės žirkklės

- Skirtos tiksliai kontroliuojamam kirpimui, koaguliacijai ir pernešimui iš kraujagyslių ir audinių
- Patogus, visada aštrus, vienkartinis įrankis padeda išvengti perdirbimo ir sterilizavimo išlaidų
- Aštrūs „Metzenbaum“ žirklių ašmenys užtikrina tikslų pjovimą per visą ašmenų ilgį



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899216	2319456-00	Vienpolės žirkklės 5mm / 33cm - Metzenbaum	10/100
899217	2319473-00	Vienpolės žirkklės 5mm / 33cm - Mini Metzenbaum	10/100
899218	2319416-00	Vienpolės žirkklės 5mm / 45cm - Metzenbaum	10/100


„Veress“ adata



- Aštrus įstrižai nupjautas adatos galiukas užtikrina paprastą ir saugų įsiskverbimą per pilvo sienelę
- Stiletas su atlaisvinančia spyruokle užtikrina puikų ir sensorinį grįžtamąjį ryšį apie tinkamą adatos įterpimą
- Bukas stiletas apsaugo adatos galiuką, kai teisingai nustatoma padėtis

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899105	2319476-00	„Veress“ adata 120mm	25/500
899106	2319492-00	„Veress“ adata 150mm	25/500

Siurbimo ir irigacijos rinkinys



- Ergonomiškas rankinis įrankis gali būti valdomas bet kuria ranka
- Skaidrus rankinis įrankis, skirtas matyti be kliūčių
- Vienpusis vožtuvas apsaugo fiziologinį tirpalą nuo reflukso
- Mažas ir švelnus sukimo momentas be dezinfekuojančių vamzdelių su lengvu plėvelės atskyrimu

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899107	2319493-00	Siurbimo ir irigacijos rinkinys 5mm / 33cm, dviguba adata	10/20
899108	2319494-00	Siurbimo ir irigacijos rinkinys 5mm / 45cm, dviguba adata	10/20
899109	2321459	Siurbimo ir irigacijos zondas 10mm / 33cm	10/100

Specialiai Jums pritaikyti laparoskopiniai sprendimai

Trokarai


Suprojektuoti su mažo profilio korpusu.

- Visapusiškas ergonomiškai suprojektuotų trokarų asortimentas, užtikrinantis paprastą ir saugią prieigą į pilvaplėvės ertmę.
- Skaidri briaunuota kanulė, skirta vizualizacijai ir efektyviam pilvo sienelės prilaikymui.
- Tvirtas, universalus sandariklis talpina 5–12 mm instrumentus* išlaikant pneumoperitoneumą.



Dengtas trokaras su ašmenimis

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899300	2319461	Dengtas trokaras su ašmenimis 5mm / 70mm	5/60
899301	2319406	Dengtas trokaras su ašmenimis 5mm / 100mm	5/60
899302	2319462	Dengtas trokaras su ašmenimis 11mm / 100mm	5/60
899303	2319407	Dengtas trokaras su ašmenimis 11mm / 150mm	5/30
899304	2319424	Dengtas trokaras su ašmenimis 12mm / 100mm	5/60
899305	2319451	Dengtas trokaras su ašmenimis 12mm / 150mm	5/30



Plečiamasis trokaras be ašmenų

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899308	2319425	Plečiamasis trokaras be ašmenų 5mm / 70mm	5/60
899309	2319426	Plečiamasis trokaras be ašmenų 5mm / 100mm	5/60
899310	2319408	Plečiamasis trokaras be ašmenų 11mm / 100mm	5/60
899311	2319446	Plečiamasis trokaras be ašmenų 11mm / 150mm	5/30
899312	2319447	Plečiamasis trokaras be ašmenų 12mm / 100mm	5/60
899313	2319427	Plečiamasis trokaras be ašmenų 12mm / 150mm	5/30
899336	2323530	Plečiamasis trokaras be ašmenų 15mm / 100mm	5/30




Optinis trokaras – Pistol Grip

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899314	2319448	Optinis trokaras 11mm / 100mm - Pistol Grip	5/30
899315	2319409	Optinis trokaras 12mm / 100mm - Pistol Grip	5/30

*12mm skersmens trokarą


Optinis trokaras

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899316	2319452	Optinis trokaras 5mm / 70mm	5/60
899317	2319463	Optinis trokaras 5mm / 100mm	5/60
899324	2321485	Optinis trokaras 5mm / 150mm	5/45
899318	2319464	Optinis trokaras 11mm / 100mm	5/60
899325	2321479	Optinis trokaras 11mm / 150mm	5/30
899319	2319428	Optinis trokaras 12mm / 100mm	5/60
899326	2321494	Optinis trokaras 12mm / 150mm	5/30




Universali trokaro kaniulė

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899320	2319413	Universali trokaro kaniulė 5mm / 70mm	5/60
899321	2319465	Universali trokaro kaniulė 5mm / 100mm	5/60
899322	2319466	Universali trokaro kaniulė 11mm / 100mm	5/60
899323	2319467	Universali trokaro kaniulė 12mm / 100mm	5/60



Hassono trokaras

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899306	2319444	Hassono trokaras 11mm / 100mm	5/60
899307	2319445	Hassono trokaras 12mm / 100mm	5/60




Optinis balionėlio fiksavimo trokaras

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899327	2321542	Optinis balionėlio fiksavimo trokaras 5mm/100mm	5/60
899328	2321500	Optinis balionėlio fiksavimo trokaras 12mm/100mm	5/60
899330	2322140	Optinis balionėlio fiksavimo trokaras 5mm/70mm	5/60
899331	2322150	Optinis balionėlio fiksavimo trokaras 11mm/100mm	5/60



Hassono balionėlio fiksavimo trokaras

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899329	2321466	Hassono balionėlio fiksavimo trokaras 12mm/100mm	5/60



Specialiai Jums pritaikyti laparoskopiniai sprendimai

Vienpoliai instrumentai

- Platus vienpolių žnyplių galiukų pasirinkimas, pritaikytas specializuotoms chirurginėms procedūroms.
- Tvirti, gerai kontroliuojami, plačiai išsiskėčiantys galiukai, optimaliai pritaikomi procedūros metu.
- Platus aukštos kokybės, vienkartinė 5 mm vienpolių žnyplių su dviem skirtingais rankenų tipais pasirinkimas, leidžiantis chirurgams patogiai atlikti procedūras.



Vienkartinė rankena



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899200	2319468-00	Tiesiai suimančios žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899201	2319414-00	Maryland prasiskiriančios žnyplės 5mm / 33cm	10/100
899202	2319470-00	Susikabinančios žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899203	2319415-00	Babcock žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899204	2319453-00	Žiurkės danties tipo žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899205	2319449-00	Ančiasnapio tipo žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899206	2319429-00	Žarnos suimančios žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899207	2319480-00	Tiesiai suimančios žnyplės su anga 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100

Daugkartinė rankena



Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899208	2319469-00	Tiesiai suimančios žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899209	2319471-00	Maryland prasiskiriančios žnyplės 5mm / 33cm	10/100
899210	2319490-00	Susikabinančios žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899211	2319491-00	Babcock žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899212	2319454-00	Žiurkės danties tipo žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899213	2319472-00	Ančiasnapio tipo žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899214	2319455-00	Žarnos suimančios žnyplės 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100
899215	2319500-00	Tiesiai suimančios žnyplės su anga 5mm / 33cm su dantyta kontrolės sistema	10/100

Specialiai Jums pritaikyti laparoskopiniai sprendimai

Laparoskopinio rinkinio komponentai

Taupykite laiką ir išlaidas, naudodami individualius procedūrinius rinkinius, skirtus cholecistektomijoms, apendektomijoms, išvaržų ir kitoms procedūroms. Pasirinkite iš mūsų plataus aukštos kokybės laparoskopinių instrumentų ir įrangos asortimento. Kuo daugiau įtraukiate į kiekvieną rinkinį, tuo didesnę vertę ir efektyvumą galite pasiekti.

Rodomi produktai yra tik dalis asortimento.



Insulfacinis vamzdis

Kodas*	Aprašymas
2318957-00	Insulfacinis vamzdis su filtru OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/MLL
2318996-00	Insulfacinis vamzdis su filtru OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL / piltuvas
2318997-00	Insulfacinis vamzdis su filtru OD 26Ch ID 18Ch 250cm MLL / sujungimas
2319000-00	Insulfacinis vamzdis su filtru OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/22mm/15mm tvirtinimas
2319001-00	Insulfacinis vamzdis su filtru OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL / piltuvas, baltas
2318958-00	Insulfacinis vamzdis su filtru OD 26Ch ID 18Ch 300cm LL / MLL
2318998-00	Insulfacinis vamzdis su filtru OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/MLL adapteris LL/LL



Apsauginis tirpalas nuo raso

Kodas*	Aprašymas
2315127-00	Tirpalas nuo raso



Kameros apvalkalas

Kodas*	Aprašymas
2318643-00	Kameros apvalkalas su fiksavimo sistema, žiedo apvalkalas 15x250cm
2318627-00	Kameros apvalkalas su paspaudimo užrakinimu, žiedo apvalkalas 15x250cm
2308481-00	Kameros apvalkalas 18x250cm w. su perkėlimo lazdele



Dūmų filtras

Kodas*	Aprašymas
2318481-00	Dūmų filtras su apkloto laikikliu



Vienpolio instrumento kabelis

Kodas, sterilus	Kodas, nesterilus	Aprašymas	PASK/TRP
899110	2322271-00	Vienpolio instrumento kabelis 4mm	40/400
899111	2322254-00	Vienpolio instrumento kabelis 8mm	40/400

*Produkto, įeinančio į procedūrinį rinkinį, kodas

Specialiai Jums pritaikyti laparoskopiniai sprendimai

Apklotai

BARRIER® laparoskopiniai sprendimai yra sukurti atitikti specialius laparoskopinių procedūrų reikalavimus. Pilvo išsipūtimas, pozicijų keitimas operacijos metu, vamzdelių ir instrumentų naudojimas, kaip ir litotomijos pozicija, reikalauja specifinių apklotų savybių, siekiant užtikrinti saugumą ir efektyvumą. Kuriant kreipėme ypatingą dėmesį detalėms, nes tai mes laikome būtina sąlyga laparoskopinių operacijų metu.

Naujas BARRIER® laparoskopinis apklotas cholecistektomijoms, apendektomijoms, išvaržų ir kitoms procedūroms.

Ypatingai ilgi apvaskalai kojoms užtikrina saugumą operacijų metu:

- integruota juosta ilgio reguliavimui
- permatomi šonai, leidžiantys vizualiai patikrinti galūnių padėtį

Ypatingai gilūs maišai, pritaikyti laparoskopinėms procedūroms.

Integruoti keturi vamzdelio laikikliai su „ežiuko“ juostele padeda sukurti tvarkingą operacinį lauką.

BARRIER Flex apklotų tampomi lipnūs kraštai užtikrina saugumą išsipūtus pilvui.

Litotomijos padėtis




Gulima padėtis





„Viskas viename” procedūrai specifiškų apklotų pranašumai


- Juo užkloti lengvai ir greitai gali vienas žmogus.
- Sutaupomas laikas – iki trijų kartų greičiau nei uždengiant su universaliu apklotu*.
- Mažiau dalių, mažiau žingsnių – sumažinama bakterijų sklaidimo rizika.



Laparoskopinis apklotas gulimai padėčiai




Kodas	Aprašymas
954226	Laparoskopinis apklotas 200/250x340cm, lipni anga 32x30cm



Laparoskopinis apklotas litotomijos padėčiai



Kodas	Aprašymas
944206	Laparoskopinis apklotas 250/200/300x260cm, lipni anga 32x30cm



Laparoskopinis apklotas su abdo-perinaline anga litotomijos padėčiai




Kodas	Aprašymas
944201	Laparoskopinis apklotas 250/200/300x260cm, lipni anga 32x30cm ir 10x13cm

Specialiai Jums pritaikyti laparoskopiniai sprendimai

Nuorodos

1. Duomeys patalpinti Mölnlycke sistemoje.
2. Greiling, M. A multinational case study to evaluate ir quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at European Association of Hospital Managers, September 2010 (poster).
3. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000;36:724-6.
4. Verkala K et al Eur J Card Surg 1998;14:206-10.
5. Humans as dispersers of microorganisms- dispersion pattern ir prevention. Jan Hoborn.
6. Fulfil the requirements of EN 14683:2005 Surgical masks - Requirements ir test methods.
7. Clinical study to assess the safety ir efficacy of BARRIER® EasyWarm®, an active self warming blanket used to prevent hypothermia. Data on file. 2012.
8. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns ir clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff ir equipment - General requirements for manufacturers, processors ir products, test methods, performance requirements ir performance levels.
9. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance ir classification of protective apparel ir drapes for use in health care facilities. 3. FQN material study on competitor gown materials, 2010.
10. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000;36:724-6.
11. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. J Hosp Inf 2009;8:289-291
12. Humans as dispersers of microorganisms - dispersion pattern ir prevention. Jan Hoborn. Department of Clinical Bacteriology. Inst of Medical Microbiology, University of Göteborg, Göteborg, Sweden
13. Hubble MJ et al. Clothing in laminar-flow operating theatres. J Hosp Inf 1996;32:1-7
14. EN 14683:2014 Surgical masks- Requirements ir test methods, Annex A (informative)
15. Ljungqvist B ir Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms - a comparison between disposable non-woven ir reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
16. Pada S ir Perl TM Curr Opin Infec Dis 2015; 28:369-374.
17. Tammelin, A., Ljungqvist, B., Reinmüller, B. Singleuse surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. J Hospital Infect. 2013. 84(3):245-7.
18. Tammelin, A., Hambraeus, A., Stahle, E. Routes ir sources of Staphylococcus aureus transmitted to the surgical wound during cardiothoracic surgery: possibility of preventing wound contamination by use of special PERSONALO APRANGA. Infection Control ir Hospital Epidemiology 2001;22(6):338-346.
19. Eriksson E & Westerdaahl J. Life Cycle Assessment of single-use ir reusable hospital staff clothing on the Spanish market. Gothenburg, 2 September, 2011. IVL Swedish Environmental Research Institute.
20. European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC) Communicable Diseases Report, 2008.
21. Anderson DJ et al. The official journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America. 2008;29 Suppl 1:551-61.
22. Leaper et al. Surgical site infection - a European perspective of incidence ir economic burden. Int Wound J. 2004 Dec;1(4):247-73
23. Howorth FH. Prevention of airborne infection during surgery. Lancet, 1985; 1(8425): 386-8.
24. Kasina, P., Tammelin, A., Blomfeldt, A-M., Ljungqvist, B., Reinmüller, B., Ottosson, C. Comparison of three distinct clean air suits to decrease the bacterial load in the operating room: an observational study. Patient Safety in Surgery 2016;10(1): DOI 10.1186/s13087-015-0091-4.
25. Hambraeus, A. Aerobiology in the operating room - a review. Journal of Hospital Infection 1988;11(Supplement A):68-76.
26. Testing conducted at PRAC (Report 04-007) ir overseen by a board-certified dermatologist, 2004.
27. MKT004. Why Choose Biogel. 2009. Data on file
28. Total Protein - Based on ASTM D5712 - 10 Standard Test Method for Analysis of Aqueous Extractable Protein in Natural Rubber ir Its Products Using the Modified Lowry Method. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education ir Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
29. Antigenic Protein - Based on ASTM D6499 - 07 Standard Test Method for The Immunological Measurement of Antigenic Protein in Natural Rubber ir its Products. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education ir Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
30. Eye of the Needle. UK Surveillance of Significant Occupational Exposures to Blood-borne Viruses in Healthcare Workers, Health Protection Agency, November 2006; p4 <http://www.hpa.org.uk/infections>.
31. Wigmore SJ & Rainey JB. 'Use of Coloured Undergloves to Detect Glove Puncture.' BSJ 1994: 81: 1480
32. REPR0355, Spectrophotometer Measurement of the Colour Indicator Type Surgical Gloves.
33. Folin A. Donning Indicator Double Gloving System. Safe Hands 1/2010. Mölnlycke Health Care AB.
34. Folin A. Opening methods for the indicator double gloving system packaging. Safe Hands 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.
35. Buck KM, The effects on germicides on microorganisms 09/2001 www.infectioncontroltoday.com
36. Paulson DS et al. 1993. Efficacy evaluation of a 4% Chlorhexidine gluconate as a full-body shower wash. Am J Infec Control. 21:205-209.
37. Commission of the European Communities. Accompanying document to the Communication ir Recommendation on patient safety, including the prevention ir control of health-care-associated infections. December 2008.
38. Zarghooni K. et al. Effect of a modern dressing compared to standard dressings on outcome after primary hip ir knee arthroplasty: a prospective, non-randomised controlled study. E-poster, EWMA, 2015.
39. Zarghooni K. et al. Randomised clinical trial to evaluate performance of flexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016.
40. v Overschelde P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip ir knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016.
41. Johansson C. et al. Preventing post-operative blisters following hip ir knee arthroplasty. Wounds International, 2012.
42. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.
43. Preventing Disease in the Operating Room. Panel discussion, American College of Surgeons Spring Meeting April 29, 1998. Accessed at www.facs.org:80/about_college/acscomm\core\coreprev.html on Sep 16,1999

UŽRAŠAI



Įrodant tai kiekvieną dieną

„Mölnlycke“ kuriame novatoriškus sprendimus, siekdami padidinti chirurginį efektyvumą ir saugumą, tinkamai prižiūrėti žaizdas bei užkirsti kelią praguloms. Sprendimai, padedantys pasiekti geresnių rezultatų yra pagrįsti klinikiniais bei ekonominio efektyvumo įrodymais. Viską darome vadovaudamiesi vienu tikslu – padėti sveikatos priežiūros specialistams pasiekti geriausius rezultatus.

Ir mes esame įsipareigoję tai įrodyti kiekvieną dieną.

Daugiau informacijos www.molnlycke.lt

Mölnlycke Health Care UAB, Jonavos g. 30, 44262 Kaunas, Lietuva. Tel. +370 37 298534
Mölnlycke Health Care pavadinimas ir logotipas, BARRIER®, ProcedurePak®, HiBi® ir Biogel® yra
registruoti prekiniai ženklai
ir priklauso Mölnlycke Health Care AB. Copyright [2020]

