


Mepilex® Border Lite

Itsekiinnittyvä pehmeän silikonin vaahtosidos

- Ei aiheuta vauriota haavalle ja sitä ympäröivälle iholle sidosta poistettaessa.
- All-in-one sidos
- Mukautuu hyvin kehon eri osiin
- Vähentää maseraatoriskiä




Safetac® teknologia


Safetac® teknologia. Vähemmän vauriota. Vähemmän kipua.

Safetac on ainutlaatuinen silikonikiinnitysteknologia. Safetac-teknologiaan perustuvat sidokset eivät aiheuta vaurioita poistettaessa. Sidoksen vähentävät vauriota haavalle ja sitä ympäröivälle iholle sekä vähentävät potilaalle aiheutuvaa kipua. Sidos kiinnittyy haavaa ympäröivään kuivaan ihoon ja maseraatoriski vähenee.

Lisätieto www.safetac.com



Perinteistä kiinnitysainetta käytettäessä esiintyy ihon kuoriintumista



Safetac-tuotteita käytettäessä ei esiinny ihon kuoriintumista


Mepilex Border Liten edut

- Istuu täydellisesti haavalle, koska on ohut ja mukautuvainen all-in-one sidos
- Laaja kokovalikoima
- Vähentää vauriota ja kipua sidoksenvaihdon yhteydessä


Käyttöalueet

Mepilex Border Lite on suunniteltu vähän tai ei lainkaan erittävien haavojen hoitoon, kuten sääri- ja jalkahaavat, painehaavat ja traumaattiset haavat, kuten hiertymät, viillot, sormivammat, rakot ja ihon repeytymät. Mepilex Border Litea voidaan käyttää myös hauraan ihon suojana.

Miten Mepilex Border Litea käytetään



Puhdista haava-alue.
Poista suojakalvo.



Aseta kiinnittyvä pinta haavaa vasten.
Älä venytä.

Huomaa

Mikäli kliinisiä infektion merkkejä on nähtävissä, Mepilex Border Liten käyttöä voidaan jatkaa mikäli infektion hoitaminen samalla aloitetaan asianmukaisesti.

Safetac® Teknologia

Safetac on patentoitu pehmeän silikonin kiinnitysteknologia. Safetac takaa hellävaraisen ja varman kiinnittymisen. Safetac vähentää haavalle ja sitä ympäröivälle iholle aiheutuvaa vauriota ja kipua sidosta poistettaessa.

Referenssit:

Dahlström KK. A New Silicon Rubber Dressing used as a Temporary Dressing before Delayed Split Skin Grafting. Scand J Plast Reconstr. Hand Surg. 1995;29:325-327 Platt A J, et al. A Comparative Study of Silicone Net Dressing and Paraffin Gauze Dressing in skin-Grafted sites. Burns 1996;22:7:543-545. Dykes P, et al. Effect of Adhesive Dressings on the Stratum Corneum of Normal Skin Journal of Wound Care, 2001;10:2:7-10.



Valikoima

Tuotenro	Koko cm	Kpl/osastopakkaus	Kpl/kuljetuspakkaus
281000	4 × 5	10	70
281100	5 × 12,5	5	65
281200	7,5 × 7,5	5	70
281300	10 × 10	5	50
281500	15 × 15	5	50

Steriilisti yksittäispakattu