

# Biogel® Dental

Naturgummilatex  
usteril, dental undersøgelsehandske



Biogel® Dental er en usteril dental undersøgelsehandske i naturgummilatex. Den giver god pasform, fingerspidsfølelse og komfort og yder god barriere beskyttelse.



## Biogel® vigtige egenskaber og fordele

- 9 ud af 10 kirurger foretrækker Biogel pga. pasform, fingerspidsfølelse og komfort<sup>1</sup>
- Minimal risiko for huller på grund af markedets bedste AQL\*-værdi på 0,65 efter pakning<sup>1</sup>
- Hver handske (100%) er lufttrykstestet for huller, der typisk ikke opdages ved visuel inspektion<sup>1</sup>

## Materialeinformation

- Naturgummilatex
- Biogel hydrogel polymer coating
- Lige fingre og ru overflade
- Manchet med rullekant
- Pufferfri

## Anbefalet brug

Anbefales til alle kliniske dentale undersøgelser.

## Biogel kvalitet

Biogel har en brancheførende lav AQL\*-værdi på 0,65. Krav ifølge standard for AQL\* er 1,5. Lav værdi betyder færre huller og derved også bedre handskekvalitet.

## Varenr REF 56XX

Varenr.	Str.	Par
5636	5,5	25/æske
5637	6,0	25/æske
5638	6,5	25/æske
5639	7,0	25/æske
5640	7,5	25/æske
5641	8,0	25/æske
5642	8,5	25/æske
5643	9,0	25/æske

6 æsker pr. karton

# Produktspecifikationer Biogel® Dental handsker REF 56XX

Varenr.	Str.	Længde, mm (Tolerance +20 mm; -10 mm)	Gns. bredde hånd- flade, mm (±3 mm)
5636	5,5	280	74
5637	6,0	280	79
5638	6,5	280	85
5639	7,0	285	90
5640	7,5	285	96
5641	8,0	295	101
5642	8,5	295	106
5643	9,0	295	114

Typisk tykkelse - enkelt materiale	
Manchet	0,21 mm
Håndflade	0,26 mm
Finger	0,28 mm

## Generel information

**Kontraindikationer:** Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan udløse allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner.

**Allergenicitet:** Alle Biogel naturgummilatex handsker har et lavt niveau af ekstraherbare proteiner (<50µg/g).

**Godkendende myndighed:** I Europa er handskerne CE mærkede og overholder således det europæiske direktiv 93/42/EEC. Biogel® dental undersøgelseshandsker er et klasse I usterilt produkt.

**Opbevaring:** Opbevares i et køligt, tørt rum væk fra varmekilder og direkte sollys.

**Pakning:** 25 par i en inderæske for str. 5,5 - 8,5; 40 par for str. 9,0; 150 par pr. transportkarton.

**Bortskaffelse:** Handsker bortskaffes som klinisk affald. Inderæske og transportkarton kan genbruges som papir eller bortskaffes som klinisk affald.

**Holdbarhed:** Fem (5) år fra produktionsdato.

**Producent:** Produceret og pakket i Malaysia af Mölnlycke Health Care Sdn Bhd.

**Oprindelsesland:** Malaysia

**E-mail adresse:** biogel@molnlycke.com

**Udgave:** Marts 2018

Referencer: 1. Why Choose Biogel. MKT004. 2009. Data on file.

\* AQL = Acceptable Quality Level refererer til det maksimale antal af defekte produkter man finder acceptabelt, ved en tilfældig inspektion, i dette tilfælde huller i operationshandsker

Handskernes fysiske egenskaber	Krav iht. standard	Biogel
<b>Brudstyrke (N) (EN455)</b>		
Nye handsker	6	18
Efter aldring	6	17
<b>Typisk acceleratoranalyse % v/v</b>		
Dithiocarbamate (DTC)	intet krav	<0,15
Diphenyl thiourea (DPTU)	intet krav	ingen
Diphenyl guanidine (DPG)	intet krav	ingen
Zinc mercaptobenzothiazole (ZMBT)	intet krav	ingen
Thiuramer	intet krav	ingen
<b>Typisk andel af vandopløselige proteiner</b> (vha. Modified Lowry EN455:3)	<50µg/g	<20µg/g
<b>AQL* frihed for huller, efter pakning</b> (1000 ml vandtest) Efter pakning Typisk produktionsgennemsnit	1,5	0,65  <0,20

**Produktstandarder:** Biogel® dental undersøgelseshandsker er testet og produceret iht. følgende standarder:

<b>MDD 93/42/EEC</b>	EN 455:1-4		
<b>Viruspenetration</b>	ASTM F1671		
<b>Kvalitet/miljø</b>	ISO 9001	ISO 13485	ISO 14001
<b>Allergenicitet/pyrogenicitet</b>	ISO 10993: del 5 og 10		
<b>Medicinske symboler</b>	EN ISO 15223:2012		

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com  
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0141803

