

Monopolære sakse

Truly customised laparoscopic solutions




Til præcis, kontrolleret dissektion, koagulering og transsektion af blodkar og væv.

- Bekvem og altid skarpt instrument til engangsbrug, som eliminerer udgifter til genbehandling og sterilisering
 - Skarpe Metzenbaum blade sikrer et præcist skæreforløb langs hele bladets længde
 - Førsteklasses blade af rustfrit stål sikrer, at skarpheden bevares under hele proceduren
 - Et fuldstændig isoleret skaft sikrer effektiv indkapsling af strømmen
 - Leveres med et skaft med to længder, 33 cm og 45 cm, og to spidslængder 18 mm og mini på 12 mm
 - 360° fingerrotationshjul for enkel og præcis justering af spidsen
 - Ergonomisk håndtag giver kirurgen komfort og kontrol
- Leveres både som sterilt produkt, der er pakket enkeltvis og til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker.



Sakseformet spids



Monopolær saks – Metzenbaum

| Varenr. | Beskrivelse | Størrelse | Skafth længde | Kæbe længde | Pakning* |
|---------|----------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|
| 899216 | Monopolær saks – Metzenbaum | 5 mm | 33 cm | 18 mm | 10/100 |
| 899217 | Monopolær saks – Mini Metzenbaum | 5 mm | 33 cm | 12 mm | 10/100 |
| 899218 | Monopolær saks – Metzenbaum | 5 mm | 45 cm | 18 mm | 10/100 |

*inderæske/transportkarton

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS. Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf. 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt for en eller flere af
Mölnlycke Health Care Group's virksomheder. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0541606

